

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de

## ANGEBOT – Professionelle Antigen-Schnellteste

1




mö-screen Corona Antigen TEST + prefilled buffer

schnell · einfach · sicher



NEUES  
PRODUKT

NUR  
15  
MINUTEN



Einzeltest-ab  
€ 2,99 zzgl. MwSt./TVA

BfArM gelistet - AT047/20  
Evaluierung durch PEI\*: JA  
zusätzlich in der EU gelistet (HSC) <sup>1)</sup>

Ein schneller immunochromatographischer qualitativer Test zum Nachweis von Nukleocapsid Protein Antigen aus SARS-CoV-2 in nasalen/nasopharyngealen Tupferproben.

- ✓ Antigen-Schnelltest zum direkten Virusnachweis von SARS-CoV-2
- ✓ Für Personen mit Verdacht auf eine akute COVID-19-Infektion
- ✓ Testdurchführung mit vorderem einfachen Nasenabstrich oder tiefem Nasen-Rachen-Abstrich
- ✓ Vorgefüllte Pufferlösung zur noch schnelleren und einfacheren Durchführung
- ✓ Hohe Genauigkeit (98,73%), Sensitivität (97,25%) und Spezifität (>99,9%) bei geringer Virenlast (1,15x10<sup>2</sup> TCID50/ml)
- ✓ Lagerung bei 2 bis 30 °C
- ✓ Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- ✓ Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

Der tiefe Nasen-Rachen-Raum-Abstrich solte ausschließlich von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden.

Im Lieferumfang enthalten: (Testkassetten, sterile Abstrichtupfer, vorgefüllte Extraktionsröhrchen, Tropfeinsätze für Extraktionsröhrchen, Ständer für Extraktionsröhrchen, Gebrauchsanweisung)

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17141 / 126849	Preis je Packung mit 10 Tests	€ 31,00 zzgl. MwSt./TVA
MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17142 / 126847	Preis Groß-Packung mit 200 Tests	€ 598,00 zzgl. MwSt./TVA

2

ABBOTT Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) – für den vorderen Nasenabstrich



Einzeltest-ab € 4,00  
zzgl. MwSt./TVA

BfArM gelistet – AT116/21  
Evaluierung durch PEI\*: JA

Mit dem Test von Abbott kann der direkte Nachweis einer Coronavirus-Infektion am Point-of-Care mit Hilfe des vorderen Nasenabstrichs erfolgen. Der Antigen Schnelltest ist insofern patientenfreundlich, da er für den minimalinvasiven Nasen-abstrich zugelassen ist. Es reicht der Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich, um eine sichere Testaussage zu erhalten Bereits nach 15 bis 20 Minuten zeigt der Test ein Ergebnis auf Grund des bewährten Lateral-Flow-Prinzips und der Einsatz weiterer Diagnostik ist nicht erforderlich. **Die einfache und unkomplizierte Anwendung erlaubt es auch, dass der Patient den Abstrich unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal selbst durchführt.**

- Antigen-Schnelltest zum direkten Nachweis von SARS-CoV-2
- Abstrich aus der Nase oder dem Nasen-Rachenraum
- Testergebnisse in nur 15 – 20 Minuten
- Sehr hohe Sensitivität 93,8 Prozent und Spezifität 100 Prozent
- Nur von medizinischem Fachpersonal oder unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal zu verwenden
- Haltbarkeit: ca. 12 Monate

Lieferumfang beinhaltet: 25 Tests, einzeln in Folienbeuteln, 1 Flasche Pufferlösung, 25 Extraktionsröhrchen und 25 Extraktionsröhrchenverschlüsse, 25 sterilisierte Abstrichtupfer zur Probenentnahme, 1 Röhrchenhalter, Kurzanleitung, Gebrauchsanweisung

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17168 / 126019	Preis je Packung mit 25 Tests	€ 99,95 zzgl. MwSt./TVA
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

\* =Paul Ehrlich Institut und <sup>1)</sup> [https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness\\_response/docs/covid-19\\_rat\\_common-list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf)

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: [info@medelo-arztshop.de](mailto:info@medelo-arztshop.de)

## ANGEBOT – Professionelle Antigen-Schnellteste

3

### ROCHE – SARS-CoV-2 Rapid-Antigen Nasal – für den vorderen Nasenabstrich

- Schnelle, zuverlässige Entscheidung am Point-of-Care – auch für asymptomatische Personen



Im Vergleich zum bestehenden Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test wird beim **SARS-CoV-2 Antigen Test Nasal** die Probe aus dem vorderen Bereich der Nase statt aus dem Nasenrachenraum entnommen, was zu einem vereinfachten Testverfahren und zu weniger Unannehmlichkeit für Patienten führt.

- ✓ Test auch für asymptomatische Personen zugelassen
- ✓ Hohe Spezifität 98,6 Prozent bei Entnahme durch Fachpersonal
- ✓ Hohe Sensitivität 90,6 Prozent (Ct <= 30) bei Entnahme durch Fachpersonal
- ✓ Einfache Handhabung durch Nasen-Abstrich durch eine medizinische Fachkraft oder unter deren Aufsicht
- ✓ Direkt zur Anwendung vorbereitetes Test-Kid mit befüllter Pufferlösung
- ✓ Schnelles Ergebnis innerhalb von 15 Minuten

BfArM gelistet – AT307/21

Evaluierung durch PEI\*: JA

**Einfluss mRNA Impfstoff** - Kein Einfluss, Impfstoffe von Pfizer und Moderna nutzen beide das Spike Protein und nicht das Nukleocapsid (N) Protein. **Mutationseinfluss** - Nach heutigem Erkenntnisstand besteht kein Einfluss auf die Performance durch Mutanten z. B. aus England und Südafrika.

**Lieferumfang:** Packung mit 25 Tests (25 Teststreifen einzeln in Folienbeutel mit Trockenmittel, 25 Extraktionspuffer-Behälter fertig befüllt mit Pufferlösung, 25 Spenderkappen, 25 sterile Tupfer, Folie zur Durchführung im Freien, 1 Gebrauchsanweisung)

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17156 / 126036

Preis je Packung mit 25 Tests € **136,45** zzgl. MwSt./TVA

**WICHTIGER HINWEIS** zu den angebotenen Antigentests der Hersteller möLab, Abbott und Roche: die jeweiligen Anleitungen der Produkte stellen Ihnen auf Wunsch auch vorab zur Verfügung. Wir können Ihnen diese bei Bedarf gerne per Mail zukommen lassen. Einfach anfordern...

Sollten Sie Interesse/Bedarf an Antigentests zur LAIENANWENDUNG haben, so sprechen Sie uns gerne an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein mündliches oder schriftliches Angebot.

Auf der nächsten Seite finden Sie unser Angebot der möLab COVID-19 IgG/IgM Antikörpertests

#### Was ist der Unterschied zum COVID-19 IgG/IgM Antikörpertest?

Der **COVID-19 IgG/IgM Antikörpertest** untersucht, ob ein Patient mit dem Virus infiziert war und in welcher Phase er sich befindet.

Der **Neutralisierende Antikörpertest** untersucht, ob Neutralisierende Antikörper, die den menschlichen Körper vor einer Infektion bzw. einem schweren Verlauf der Krankheit schützen, vorhanden sind.

Warum auf Neutralisierende Antikörper testen?

Der SARS-CoV-2 Neutralisierende Antikörpertest wird verwendet, um die Immunität des menschlichen Körpers gegen das neue Coronavirus nach einer durchgeführten Impfung oder einer überstandenen Covid-19 Erkrankung zu bewerten.

Fordern Sie unverbindlich die Prospekte und Gebrauchsanweisungen (PDF-Dateien) bei uns per Mail an.

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de

## ANGEBOT – Professionelle IgG/IgM Antikörper COVID-19 Tests

4

moLab  
point of care

COVID-19 IgG/IgM Antikörpertest

schnell · einfach · sicher



NEU IM PROGRAMM

Einzeltest-ab € 9,90  
zzgl. MwSt./TVA

Ein schneller immunchromatographischer qualitativer Test zum Nachweis von IgG- und IgM Antikörpern gegen SARS-CoV-2 im humanen Vollblut, Serum oder Plasma.

Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ Qualitatives Ergebnis in 10 Minuten
- ✓ Hohe Genauigkeit (493 Tests in 3 Kliniken)

Test nach Symptombeginn Genauigkeit

- > 7 Tage 96,0 %
- > 14 Tage 97,4 %

- ✓ nur 10 µl Blut notwendig
- ✓ Lagerung bei 2 bis 30 °C
- ✓ Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- ✓ Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

NUR 10 MINUTEN

Abgabe **NUR** an medizinisches Fachpersonal!

Komplettes Zubehör je Testkit: (Testkassette, Alkoholtupfer, sterile Lanzetten, Mikropipetten, Pufferlösung, Gebrauchsanweisung)

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17249 / 124625

Preis je Packung mit 10 Tests

€ 99,00 zzgl. MwSt./TVA

5

moLab  
point of care

SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody (NAb) Test

schnell · einfach · sicher



NEU IM PROGRAMM

Einzeltest-ab € 6,99  
zzgl. MwSt./TVA

Ein schneller immunchromatographischer qualitativer Test zum Nachweis von neutralisierenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2 im humanen Vollblut, Serum oder Plasma.

Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ Qualitatives Ergebnis in 10 Minuten
- ✓ Hohe Genauigkeit >99,9% (155 Tests in 3 Studien)
- ✓ nur 10 µl Blut notwendig
- ✓ Lagerung bei 2 bis 30 °C
- ✓ Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- ✓ Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

NUR 10 MINUTEN

Abgabe **NUR** an medizinisches Fachpersonal!

Komplettes Zubehör je Testkit: (Testkassette, Alkoholtupfer, sterile Lanzetten, Mikropipetten, Pufferlösung, Gebrauchsanweisung)

MEDELO/Co-med Art.-Nr. 17250 / 126764

Preis je Packung mit 10 Tests

€ 69,90 zzgl. MwSt./TVA

**WICHTIGER HINWEIS** zu unseren Antigen Tests: die jeweiligen Anleitungen der Produkte stellen Ihnen auf Wunsch auch vorab zur Verfügung. Wir können Ihnen diese bei Bedarf gerne per Mail zukommen lassen. Einfach anfordern...

# FAX-BESTELLSCHEIN

Absender/Stempel

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Mail-Adresse der Praxis/Einrichtung/Firma:  
\_\_\_\_\_

**Abgabe NUR an medizinisches Fachpersonal bzw.  
an speziell geschultes / zertifiziertes Personal!**

**Wichtig zu wissen:** Die von uns angebotenen Antigen-Schnelltest für den Professionellen Gebrauch sind vom BfArM gelistet und durch das Paul Ehrlich Institut (PEI) evaluiert.

Hiermit bestelle ich verbindlich aus dem **Angebot – Professionelle Antigen-Tests Stand: 13.04.2021.**

**Es ist mir/uns bewusst, dass eine Rückgabe der bestellten Produkte an MEDELO Michael Longen e.K. nicht möglich ist.**

**Auch ist mir/uns bekannt, dass ein Antigen-Schnelltest nur mit den erforderlichen zusätzlichen Produkten (siehe jeweilige Anleitung) und durch fachkundiges bzw. berechtigtes Personal durchgeführt werden sollen.**

Pos.	Art.-Nr. MEDELO	Produkt-Bezeichnung	Preis in EURO zzgl. MwSt./TVA	BESTELLMENGE PACKUNGEN
1	17141	möLab – möscreen Corona Antigen- Test Packung mit 10 Test	31,00	
	17142	möLab – möscreen Corona Antigen-Test Packung mit 200 Test	598,00	
2	17168	Abbott Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) Pack mit 25 Test	99,95	
3	17156	Roche SARS-CoV-2 Antigen Test <u>Nasal</u> Packung mit 25 Test	136,45	
4	17249	COVID-19 IgG/IgM Antikörpertest Packung mit 10 Test	99,00	
5	17250	SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody (NAb) Test Packung mit 10 Test	69,90	

**Es handelt sich bei den oben angebotenen Antigentest NICHT um die sogenannten „Laientests“!!!  
Unser aktuelles Angebot der zugelassenen „Laientests“ bitte gezielt bei uns anfordern.**

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Besteller

**ACHTUNG:** Bedingt durch die aktuell enorme Nachfrage nach Antigen Tests ist eine ständige Verfügbarkeit der vorge-nannten Tests nicht gewährleistet und es kann zu Lieferschwierigkeiten seitens unserer Vorlieferanten/Hersteller kommen. Sie können gerne vorab die jeweilige Verfügbarkeit bei uns abfragen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. DANKE.

**Hinweis:** Für den Einsatz der vorgenannten Schnelltest empfehlen wir, die ergänzenden Produkte wie: FFP2-Masken, Schutzbrille, Schutzkittel oder Schutzoverall, Händedesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, Einmal-Handschuhe sowie eine separate Entsorgungsbox (groß) für Spritzen und Kanülen in Ihrer Praxis, Einrichtung oder in Ihrem Betrieb ebenfalls vorrätig zu haben. Gerne beraten wir Sie...

Alle Preise freibleibend in Euro und zzgl. der gesetzlichen MwSt. bzw. TVA. Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Firma MEDELO Michael Longen e.K.. Die AGB werden Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt bzw. können diese unter [www.medelo-shop.de](http://www.medelo-shop.de) eingesehen werden. Bei Bestellungen unter € 130,00 netto werden Ihnen € 5,90 Versandkostenpauschale berechnet.