



Youkey Q7 - KV-konform






Wirelessflex und Wireless



Q7



Q7 Wirelessflex

Q7 Color: 1YO7H001
Q7 B/W: 1YO7H002



Q7 Wireless



Base unit BW or Color with one probe fixed





KV-konformes System mit Tablet und Dockingstation

Tablet:

- > IPS Sunlight Readable Outdoor-Display
- > Gorilla-Glas 3,
- > Multi-Touch (10 Finger) kapazitiv
- > 4 GB RAM, 64 GB eMMC
- > WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- > Kensington Lock
- > Schutzklasse IP 65
- > Akku bis 10 Std. Laufzeit
- > 1x USB 2.0, 1x microUSB, 1x Mic-in, Docking-Plug

Dockingstation:

- > 3x USB 3.0,
- > 1x HDMI,
- > 1x RJ45



Youkey KV-konform

Youkey Q7 inkl. medizinisches Tablet T8 + Dockingstation

- Ist ein „geschlossenes“ System
- Tablet T8 mit installierter SonoIQ-App
- T8 nur für die Nutzung mit Q7 vorgesehen
- Das System erfüllt die Anforderungen der Ultraschallvereinbarung (USV) und die gesetzlichen Bestimmungen des Medizinprodukterechtes sowie den geltenden Datenschutzbestimmungen
- Sendeseitig elektronisch veränderbarer Focusabstand
- Bilddokumentation gemäß Anlage III Punkt 6 der Ultraschall-Vereinbarung
- CE-Kennzeichen: CE 0123

