

1/2021



Aktuell

FRÜHLINGSAKTION

Gültig vom 25.02.2021 bis 30.06.2021

SERVICE
LOGISTIK KUNDENNÄHE

KOMPETENZ
QUALITÄT BERATUNG

Hohe Produktqualität nach DIN-Norm

DOMETIC
Mobile living made easy.

Lagern Sie Ihre Impfstoffe und Medikamente sicher

Nach
DIN 58345

AB € 999,-
~~€ 1.035,-~~

HC 302 DIN / HC 502 DIN

Mit Kompressortechnik

- Beleuchtetes Digitalthermometer in der Tür
- Wertspeicher der Min./Max.-Temperaturen zur Überwachung der Innenraumtemperatur
- 3 rollengelagerte Metallschubladen mit transparenter Kunststofffront, 3/4 Auszug
- Mit Türschloss und LED-Innenbeleuchtung
- Digitale Betriebsstatus-/Fehleranzeige
- Türalarm nach 20 Sekunden
- Gehäusefarbe: Weiß
- Temperaturbereich: 2 – 8 °C (nicht einstellbar)
- Türanschlag rechts – nicht wechselbar
- **Potenzialfreier Kontakt zur Fernwartung**
- **Optisches und akustisches Signal bei Temperatur Über-/Unterschreitung**
- **Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12 Stunden**



Temperaturlogger, Seite 12

	Modell 302	Modell 502
Bruttovolumen (Liter)	33	49
Nettovolumen (Liter)	29	43
Energieverbrauch (kWh/24h)	0,42	0,44
Abmessungen (H x B x T) mm	580 x 422 x 450	592 x 486 x 494
	HC 302 DIN	HC 502 DIN
Best.-Nr.	120030	120031
Preis €	999,00	1.085,00

Weitere Modelle, auch nicht DIN-konform, auf Anfrage!

MEDELO
MEDIZIN+
TECHNIK

Ihre erste Adresse für Medizintechnik & Praxisbedarf!

Große Auswahl – Faire Preise – Qualifizierter Service

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

Besuchen Sie uns im Web unter: www.medelo-arztshop.de



BOSCH
+SOHN **boso**

kleiner. leichter. leiser.



€ 1.159,-

boso TM-2450 24-Stunden-Blutdruckmessgerät


- Einfache Bedienung, präzise Messung und schnelle, übersichtliche Auswertung
- Intuitive Bedienung
- Einstellen individueller Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag-/Nachtmodus
- Mit voreingestelltem Automatikprogramm
- Frequenz der Blutdruckmessung anpassbar
- Standardmäßig in der Wachphase alle 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten
- Oszillometrische Messmethode

- Angenehmes Tragen dank optimierter Tasche mit Trageriemen und Gurt

Lieferumfang:

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku-Ladegerät, 2 x Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Software boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 125873
€ 1.159,00



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.


 Besuchen Sie den boso Markenshop.


clinicus II

Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Klett-Manschette
- Lieferung im Etui mit Reißverschluss

Mit Standard-Manschette (Armfumfang 22 - 32 cm)

Best.-Nr. 157873 € 25,90

Mit XL-Manschette (Armfumfang 33 - 41 cm)

Best.-Nr. 157874 € 28,95


Sparen mit
Co-med
ohne
Qualitätsverlust


**Sturzsicher
aus 1,00 m Höhe**

AB € 25,90
~~€ 29,90~~
Best.-Nr. 157873

FRÜHLINGSAKTION

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED standard Oskop 2,5 V

- Beleuchtungsstärke ca. 16.000 Lux / 17 mm
- Lebensdauer Lampe ca. 50.000 Stunden
- Stoßsicher und energiesparend

KaWe PICCOLIGHT F.O. LED high power Oskop 2,5 V

- Beleuchtungsstärke ca. 85.000 Lux / 17 mm

AB € **53,95**
~~€ 66,95~~

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Einwegohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm, Tasche

Farbe	PICCOLIGHT F.O. LED	PICCOLIGHT F.O. LED high power
night	160698	160702
sky	110676	112409
stone	110677	112801
€	53,95	85,95

Gleich mitbestellen

Batterien AA-Mignon

Abgabeeinheit: 4 Stück

Best.-Nr. 118663 Stück € 0,45



Zubehör

Einmal-Ohrtrichter

- Farbe: anthrazit
- Lose geschüttet

Packung mit 1000 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
2,5 mm	186164	41,50
4,0 mm	186165	41,50



KaWe PICCOLIGHT Ophthalmoskop E56 LED 2,5V

- Korrektionslinsenrad stufenweise (+20 bis -20 dpt)
- Asphärische Präzisionsoptik
- 6 Blenden inkl. Grünfilter

Lieferumfang:

Gerät mit Batteriegriff AA (ohne Batterien, benötigt werden 2 Stück), Tasche

Farbe	Best.-Nr.
night	123606
sky	123607
stone	123608
€	105,00

AB € **105,-**
~~€ 119,-~~



einfach und effizient – einfach effizient

mulimed – otosillo® professional Gehörgangspülgerät

- **Mit Einmaldüsen** – lt. EU – Empfehlung
- **Automatische Rücklaufsperr** direkt hinter der Einmaldüse – zur Vermeidung der Kontamination des Gerätes mit Spülwasser aus dem Gehörgang
- **Immer die richtige Spülwassertemperatur** mit der otosillo® Temperatur-Test-Card
- **Pulsierender Spülstrahl** mittels Kolbenpumpe
- **Spritzschutzplatte** durchsichtig, aufsteckbar
- **Robuster Wasserschlauch** – im Gegenlicht durchsichtig zur Hygienekontrolle
- **Abnehmbarer Wasserbehälter** mit Deckel und Automatikventil zum Wassertransport
- **2 Jahre Garantie** – praxisbewährt seit vielen Jahren

mulimed – otosillo® professional komplett mit 100 Stück Einmaldüsen



Zubehör

Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109

€ 33,90

AB € **259,90**
~~€ 299,00~~
Best.-Nr. 114108

Schützen Sie Ihr Stethoskop und Ihre Patienten



ERKA proof S Stethoskop-Hygienschutz

- Klebefolie für handelsübliche Stethoskope
- Schutz des Bruststückes
- Keine Beeinträchtigung der Asukultation
- Reduzierung von Kreuzkontamination
- Nachweislich effektive Keimbarriere

Packung mit 500 Stück

AB € **28,95**
~~€ 32,95~~

Best.-Nr. 124642



Besuchen Sie den ERKA Markenshop.





MPE-E Personenwaage mit Stativ III

- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Zweitanzeige an der Rückseite
- Hold-, BMI-, Mutter-Kind-Funktion
- Datenschnittstelle RS-232
- 2 Transportrollen
- Maße: 365 × 570 × 1030/2134 mm (B × T × H/H mit Messstab)
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: 12 kg
- Batteriebetrieb (inkl. Batterien), Netzgerät optional



Inkl. Eichgebühr
AB € 375,-
~~€ 395,-~~

MPE-E ohne Messstab

Best.-Nr. 123130 € 375,00
 inkl. Eichgebühr

MPE-E mit Messstab

Best.-Nr. 123131 € 395,00
 inkl. Eichgebühr

Zubehör

Netzgerät

Für MBC, MPD, MPC, MPE

Best.-Nr. 123164 € 39,00

Schnittstellenkabel RS-232

Best.-Nr. 117699 € 46,00

Phasenkontrastmikroskop OBL 145

- Binokularer Siedentopf Tubus 30°, 360° drehbar
- Speziell für sehr transparente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe)
- Beleuchtung 20 W Halogen (Durchlicht)
- Infinity E-Plan / Plan
- Objektiv 4×/PH10×/PH40×/100×
- Okular HWF 10×/Ø 20 mm

Best.-Nr. 124928 € 1.129,00



Zubehör

Dunkelfeldeinsatz

Best.-Nr. 118993 € 85,00

Polarisationseinheit

Best.-Nr. 119489 € 265,00



Phasenkontrastkondensator



max. 15 kg

NEU!

MBA Babywaage III

- Aus Kunststoff ohne Ecken und Kanten
- Integrierte AUTO-OFF Funktion, Data-Hold-Funktion
- Sehr gut ablesbares LCD-Display (H 25 mm)
- Wahlweise mit WLAN zur kabellosen Datenübertragung zu PC, Tablet oder Smartphone
- Maße Safe-Guard-Liegefläche: 600 × 260 (B × T)
- Maße Gesamt: 600 × 360 × 141 mm (B × T × H)
- Tragkraft: 15 kg
- Gewicht: ca. 4 kg
- Batteriebetrieb (Batterien inkl.), Netzbetrieb optional

Mit Größenmessstab (optional)

Ausführung	Best.-Nr.	Preis inkl. Eichgebühr €
MBA	126008	449,00
MBA mit WLAN-Schnittstelle	126009	539,00
Zubehör	Best.-Nr.	€
Größenmessstab	126010	110,00
Netzgerät	126011	75,00

Durchlichtmikroskop OBE 112

- Binokularer Siedentopf Tubus 30°, 360° drehbar
- Beleuchtung 3 W LED
- Achromatisch
- Objektiv 4× / 10× / 40× / 100×
- Okular WF 10 × / Ø 18 mm

Best.-Nr. 118977



€ 429,-
~~€ 540,-~~

Beide Modelle auch als trinokulare Variante erhältlich.



connecting ideas

microINR – Echtes POCT

Patientennahes Gerinnungsmanagement
 Im professionellem Bereich abrechenbar:
 EBM Ziffer 32026: € 4.70

Lieferumfang:

Gerät, Tragetasche, Ladegerät, USB-Kabel,
 CD mit Anleitung für Datenextraktionssoftware

Best.-Nr. 125971 € 599,00

Klein,
 handlich
 und smart.
 Nur 3 µL
 Vollblut



GRATIS
 dazu!
 1 Packung
 Testchips

Für mehr Informationen



FRÜHLINGSAKTION



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produktanweisung werden separat berechnet.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

SimplexTAS™ 101 Analyser

- Multiparameter Plattform mit zahlreichen Parametern
- Probenmaterial 4 bis max. 20 µL: 1 Tropfen Blut aus der Fingerbeere oder aus EDTA-Vollblut
- Parameter für z. B. Fettstoffwechselstörungen, Nieren- und Leberkrankungen, Diabetes, Anämie und viele weitere Erkrankungen
- Direkte Bestimmung über parameterspezifische Reagenzkartusche
- Pro Testlauf bis zu 4 Parameter eines Patienten oder von 4 Patienten je 1 Parameter ermittelbar und weitere Kombinationen möglich

Best.-Nr. 125929

€ 2.650,00






Zubehör

Testkits (20 Teste)	Best.-Nr.	€
HbA1c	125931	60,00
GLU	125932	20,40
CRE	125933	51,00
BUN	125934	51,00
TC	125935	34,00
TG	125936	40,80
HDL	125937	51,00
CRP	125938	60,00
Hb	125939	28,90
AST (GOT)	125940	51,00
ALT (GPT)	125941	51,00
GGT	125942	51,00
Thermodruckerpapier (1 Rolle)	125943	1,64

 Für mehr Informationen

 Ausschnitt des Bedienfelds


Eurolyser CUBE-S Analyser

- Laborphotometer für Blutanalysen am Point-of-Care
- Breites Testportfolio erhältlich (ASO, CRP, hs CRP, Cystatin C - GFR, D-Dimer, iFOB, Ferritin, Homocystein, HbA1c, Lipoprotein, Microalbumin, PSA, PT-INR, Troponin I)
- Für z. B. Analysen des Entzündungsstatus, Thrombosedagnostik, Untersuchung des kardiologischen Risikos, des Diabetes Status
- Testergebnisse in wenigen Minuten
- Präzise Resultate
- Einfache Handhabung

Best.-Nr. 124075

€ 1.790,00


 € 1.790,-
~~€ 1.990,-~~

Zubehör

Test Kit	Anzahl	Best.-Nr.	€	
CRP	32 Tests int. Kapillare	124133	83,20	
Tropinin I	6 Tests	124134	54,00	
D-Dimer	6 Tests	124135	37,45	
PSA	32 Tests	124137	160,00	
HbA1c	24 Tests	124136	86,40	
Kontrollen		Anzahl	Best.-Nr.	€
CRP (low/high)	2 × 2 ml	124139	119,00	
Tropinin (decision level)	1 × 1 ml	124140	98,00	
D-Dimer (low/high)	2 × 1 ml	124141	119,00	
PSA	2 × 1 ml	124143	119,00	
HbA1c (decision level)	1 × 0,25 ml	124142	32,00	


 € 125,-
~~€ 132,-~~

Best.-Nr. 124177

Hitado BTastat

- Wichtiger Baustein der nicht-invasiven Diagnostik zur Früherkennung von Harnblasentumoren
- Immunchromatografischer Schnelltest zum Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- NUR drei Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

Packung mit 10 Testkassetten inkl. Zubehör



SCHILLER

FRED PA-1

vollautomatischer Defibrillator

- Höchste Benutzerfreundlichkeit
- Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn der Deckel aufgeklappt wird
- Schnelles Analysesystem und sofortige Schockabgabe möglich
- Optimierung auf klare Schritte: 1-2-3
- Vorangeschlossene, sofort zugängliche Elektroden
- Regelmäßige automatische Selbsttests
- Nicht verstandene Sprachanweisungen können über „REPEAT“ wiederholt werden

Zubehör

FreeCPR

- Rückmeldung über die Frequenz der Herzdruckmassage

Best.-Nr. 123545

€ 300,00

Defibrillator

- Klare Anzeige des Funktionsstatus
- Datenspeicherung von bis zu 2 Stunden, inkl. 500 Ereignissen
- 10 Jahre Geräte-Garantie
- Batterielebensdauer ca. 6 Jahre
- Sehr leicht
- Auch als Halbautomat erhältlich

Lieferumfang:

Gerät FRED PA-1, 6 Jahres Batterie, 1 Paar Defi-Elektroden Erw. vorkonnetiert, Notfallkit


€ 1.090,-
~~€ 1.249,-~~
 Best.-Nr. 122798



Einweisungspflichtig nach MPG



CARDIOVIT CS-104 – Das PC-EKG-System der digitalen Zukunft



Erweitern Sie das System

Spirometrie – Ultraschallbasierend SpiroScout SP plus

- Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- Wartungs- und kalibrationsfrei
- Keine Reinigung nötig

Best.-Nr. 123895

€ 1.650,00

CARDIOVIT CS-104 PC-EKG-System

Best.-Nr. 123801

€ 13.190,00

Bestehend aus:



CARDIOVIT FT-1

- EKG-Tablet mit Kommunikationslizenz
- Auch ohne PC einsetzbar
- Einfache Bedienung
- EKG-Abtastrate: 32.000 Hz
- Gewicht: nur 1,1 kg
- 8 Zoll EKG-Display

CS-104 Software, ExecExpert, Kommunikationslizenz, Terra PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Halterung für FT-1 zu Trolley X4, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz DT-80 T, Sana Bike 1000, Steuerkabel, SEMA3 Office System 2 User



Zubehör	Inhalt	Best.-Nr.	€
Einmal-Mundstück	50 Stück	123920	69,50

FRÜHLINGSAKTION



Optimale Hygiene & geringe Folgekosten!



Vitalograph Pneumotrac-USB™

Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin

- Attraktiv designtes Spirometer in handlicher Abmessung
- Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- Bestens geeignet auch für die Pädiatrie
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle
- Neue GLI Spirometrie-Sollwerte und Z-Score



€ 995,-
~~€ 1.190,-~~
Best.-Nr. 117622

BVF™ Bakterien-Viren-Filter 50 St.

- Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination
- Auch passend für ndd Easy on-PC



€ 38,95,-
~~€ 49,00,-~~
Best.-Nr. 290977

! Die relevanten Spirometrie-Standards fordern, während der COVID-19-Pandemie ausschließlich mit Filtern zu arbeiten. Bei Vitalograph ist dies gängige Praxis.

Vitalograph ALPHA IV

Das am einfachsten zu bedienende Spirometer weltweit. Kein PC erforderlich.

- Integrierter Thermodrucker
- Nachhaltige und hygienische Messtechnologie dank BVF™ Bakterien-Viren-Filter
- Geringe Folgekosten
- Interpretation der Messergebnisse
- Zukunftssicher durch diverse PC Erweiterungs-Optionen (Einbindung in Ihr Praxisnetzwerk, usw.)
- Netz- oder Akku-Betrieb
- Neue GLI Spirometrie-Sollwerte und Z-Score



€ 1.119,-
~~€ 1.390,-~~
Best.-Nr. 293453

Hochklassige Touchscreen Überwachungsmonitore

S10 / S12

- TFT Voll-Touchdisplay Überwachungsmonitor
- 27 verschiedene Arten der Arrhythmie-Analyse
- Bis zu 3 Wellen (EKG, SpO₂, Atmung)
- Kategorisierte Alarmer (3 Prioritätsstufen)
- Visueller Alarm und Herzfrequenzton
- Early Warning Score (EWS) – zur Einschätzung der Dringlichkeit medizinischer Maßnahmen
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Überwachung der Atemwege bei Neonaten
- Trendspeicher 180 Stunden
- Zentrale Überwachungs-Software für bis zu 66 Monitore (optional)
- 4 Stunden Akku-Laufzeit / bis zu 8 Stunden (optional) erweiterbar
- Maße S10: 288 × 236 × 168 mm (B × H × T)
- Maße S12: 320 × 262 × 175 mm (B × H × T)
- Gewicht: ca. 4 kg

NEU!



Monitor	Best.-Nr.	€
S10 / 10,4"	126012	1.599,00
S12 / 12,1"	126013	1.899,00


Zubehör	Best.-Nr.	€
Rollstativ	126014	259,00
Central Monitoring System Software	126016	1.499,00
Halterung für Drägerschiene	126015	149,00
Wandhalterung	126017	249,00
Temperatursonde Haut	126018	69,00
Druckerpapier (25 Rollen)	126030	72,50

Lieferumfang:

Monitor, 1 × 5-adriges Patienten-kabel, 10 × Einwegelektroden, 1 × NIBP-Schlauch (3m), 1 × Manschette für Erw., wiederverwendbar, 1 × SpO₂-Sensor-Verlängerungskabel (2 m), 1 × SpO₂-Sensor für Erw., wiederverwendbar, 1 x Thermodrucker, 1 x Rolle Druckerpapier

S12 – optionale Erweiterungsmöglichkeiten:

ETCO₂, IBP (Invasive Blutdruckmessung), Drip Monitor (Durchflusszähler Infusion)



! Weiteres Zubehör auf Anfrage!



Low-Level-Lasertherapie (LLLT)

SOLARDO eco 50 und 100

Für eine schmerzfreie Behandlung zur schnelleren Wundheilung, ohne Nebenwirkungen

- Einfache Anwendung und vielseitig einsetzbar
- Für Flächen- und Punktbestrahlung, keine Aufsätze nötig
- Komfortables Arbeiten ohne ständigen Tastendruck
- 6 integrierte Timer sowie manuelle Bestrahlungszeit
- Lange Betriebsdauer, Betrieb mit AA-Akkus
- Laserklasse 2M, keine Schutzbestimmungen und Meldepflichten
- CE-zertifiziertes Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie

SOLARDO eco 50

- Laserklasse 2M
- Wellenlänge: 660 nm
- Ausgangsleistung: 50 mW
- Betriebsdauer: bis zu 7 Std.

Best.-Nr. 125944

€ 2.995,00

SOLARDO eco 100

- Laserklasse 2M
- Wellenlänge: 660 nm
- Ausgangsleistung: 100 mW
- Betriebsdauer: bis zu 6 Std.

Best.-Nr. 125945

€ 3.790,00



Therapeutische Wirkung:

- Stärkere Zellproliferation
- Analgetische Wirkung
- Antiinflammatorischer Effekt
- Antiödematöse Wirkung

Einsatzgebiete u. a.:

Dermatologie, HNO, Geburtshilfe, Kinderheilkunde, Orthopädie, (Plastische) Chirurgie, Veterinärmedizin



Zubehör wie z. B. Laserschutzbrillen, Schnellladestation auf Anfrage!

Zuverlässig, saugstark und leise

ARDO Chirurgiesauger Senator und Master

Einzigartige Kombination aus hoher Saugleistung und sehr geringer Geräusch-Emission

- Schneller Vakuumaufbau und konstante Saugleistung
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Inkl. Tragegriff und Geräteschiene
- Mit umfangreichem Zubehör für vielseitigen Einsatz
- Hygienisch und sicher dank hydrophobem Bakterienfilter
- Langlebig und wartungsarm mit 5 Jahren Garantie

ARDO Senator

- Saugleistung 30 l/min
- Max. Vakuum: -95 kPa / -713 mmHg
- Lautstärke: 42 dBA
- **Indikationen:** Endoskopie, Vakuumentraktion, Notfallabsaugung, HNO, Sekretabsaugung allg.

Modell	Best.-Nr.	€
Senator Standard	124536	1.869,00
Senator mit Fußschalter	124186	2.115,00

AB € **1.869,-**
€ 1.949,-

ARDO Master

- Saugleistung 50 l/min
- Max. Vakuum: -95 kPa / -713 mmHg
- Lautstärke: 43 dBA
- **Indikationen:** Chirurgie allg., Orthopädie, Liposuktion, Veterinärmedizin, MKG-Chirurgie, Sekretabsaugung allg.

Modell	Best.-Nr.	€
Master Standard	124538	2.115,00
Master mit Fußschalter	124187	2.355,00

Lieferumfang:

Absauggerät wahlweise mit oder ohne Fußschalter, Vakuumverbindungsschlauch 50 cm aus Silikon, Gebrauchsanleitung, 11 Bakterienfilter (Reichweite ca. 1 Jahr)




Zubehör

z. B. VacSax®-Einweg-Sekretbehälter

Inhalt	Best.-Nr.	€
2 Liter vorgeliegt (30 Stück)	123850	67,50
3 Liter vorgeliegt (20 Stück)	124059	57,00



Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler vor Ort über weiteres Zubehör beraten!



Für mehr Informationen und Zubehör



FRÜHLINGSAKTION





Sehtestgeräte

**Leicht – ideal für unterwegs.
Flexibel – manuell oder über PC.**



Visiolite Master

- Für Sehtests nach G25, G26 und FEV, Kontrastsehen, Perimeter mit bis zu 64 Leuchtpunkten, Dämmerungssehen
- Sehabstand 60 und 80 cm für G37 fest integriert
- Amslertest
- Höhenverstellbar
- 2 Einblickstufen
- Geringes Gewicht: nur 4,8 kg

Lieferumfang:

Gerät, Fernbedienung, Software, spezieller Rollenkoffer

Best.-Nr. 124180

€ 4.699,00

Visiolite Master GT

Wie Visiolite Master zusätzlich mit Blendempfindlichkeitsprüfung

Best.-Nr. 124181

€ 4.930,00



PC Audiometer MA 33

- PC-Screening Audiometer
- Netzunabhängig
- USB-Anschluss für PC- / Notebookanbindung
- 10 Frequenzen
- Einbindbar in Praxis-EDV
- Inkl. Luftleitungshörer mit Schallschutzkappen DD65 und Tasche, automatische Audiometrie

**Einsatz aller Hörtestgeräte
abrechenbar für Haus-
und/oder Kinderarzt nach
EBM 04335 und 03335.**

Lieferumfang:

Gerät, Luftleitungshörer mit DD65, Patientenantworttaste, Tonaudiometrie-Software, USB-Kabel, Tasche

Best.-Nr. 123392

€ 1.605,00

MA 33 KL

Wie MA 33, zusätzlich mit Knochenleitungshörer für Hörschwellenmessungen in Luft- und Knochenleitung nach G20

Best.-Nr. 123393

€ 1.850,00

Wir geben Ihnen eine
Vor-Stellung ...



3D-Raumplanung

- Präsentation der Produkte in bestmöglicher Form
- Raumstruktur optimal planen
- Erstellung von Kosten- und Investitionsübersichten




HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze



doppio Injektionswagen – mobil und effizient

- 60 cm Plattenbreite bietet jedem Anspruch genügend Platz
- Hochwertig, schön geformte, weiße Ablageplatte und Schublade mit abgerundeten Softkanten
- 1 Schublade mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, 100 mm hoch
- 4 elegante Alu-Trägerprofile: 566 / 1206 mm
- 4 Rollen (Ø 100 mm) mit 2 Feststellern
- Praxisbewährtes Injektionsset PicBox nach dem First-in-/First-out-Prinzip
- Tupfenspender TAKEFIX
- Universalhalter „Snap“ für Spenderboxen
- Abwurfschüssel V2A
- Medi-Müll-Set (1,5 Liter mit 20 Boxen und Halterung)
- Maße: 965 × 648 × 1433 mm (B × T × H)
- Lieferung erfolgt montiert



Best.-Nr. 125924

€ 1.195,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Schiebegriff, 1 Stück	124955	49,00
Zusatzschublade (100 mm)	125925	159,00
Schubladeneinsatz	125926	45,00
Medi-Müll-Box 1,5 Liter	160876	1,50





Händedesinfektion extra

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut

- Begrenzt viruzid PLUS in 30 Sekunden
- Zur Anwendung auf der Haut
- Parfümfrei und für sensible Haut empfohlen
- Besonders hautverträglich
- Hautpflege- und Hautschutzwirkung
- Umfassendes Wirkungsspektrum: tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS, bakterizid, levurozid



Flasche mit 500 ml
Best.-Nr. 124824

€ 4,99
~~€ 5,25~~

Armhebel- / Sensorspender

- Für 500-ml-Euroflaschen
- Aus schlagfestem Kunststoff, weiß
- Inkl. Tropfschale
- Verschiedene Volumina einstellbar
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage, Sensorspender inkl. Batterien



AB € 25,95
~~€ 28,95~~

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Armhebelspender (3 Volumina) Ersatz-Einwegpumpe	120919	25,95
2 Sensorspender (4 Volumina) Ersatz-Jetpumpe	121453	129,95
	122169	3,95

Wieder lieferbar!



Alkoholfrei

1 Flow Wipes free

Alkoholfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art

- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Tuchmaß: 20 x 22 cm

2 Flow Wipes sensitive

Alkoholische Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art im patientennahen Umfeld

- Streifenfreie Anwendung und besonders materialschonend
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid plus gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Influenza, Grippe-Viren), Rota-, Adeno-, Noro-Viren (MNV)
- Tuchmaß: 20 x 22 cm

Flow Wipes	Inhalt	Best.-Nr.	€
free	80 Tücher	120951	4,95
sensitive	80 Tücher	120950	6,95

Schnell-Desinfektionstücher

- Desinfektion und Reinigung von alkohol-empfindlichem medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Basierend auf quartären Ammoniumverbindungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid inkl. MRSA, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/Polyoma-, Rota-Viren
- Tuchmaß: 20 x 14 cm



Alkoholfrei

Inhalt	Best.-Nr.	€
Dose mit 100 Tüchern	115578	9,95
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern	115579	8,95



meditrol®-CrP (C-reaktives Protein)

- Schnelltest für den semiquantitativen Nachweis des Entzündungsmarkers CrP in Vollblut-, Kapillarblut-, Plasma- und Serumproben
- Drei Sensitivitäten in einem Test (10/40/80 µg/ml)
 - Auswertung bereits nach 5 Minuten

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör
Best.-Nr. 118812

€ 19,45
~~€ 20,55~~



D-Dimer Schnelltest

- Zum Nachweis von D-Dimer aus Plasma oder Vollblut
- Lagerung bei Raumtemperatur

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör
Best.-Nr. 115672

€ 45,50
~~€ 48,90~~



ECOLAB**Skinman™ Soft Protect FF**

- Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Viruzid wirksam in nur 30 Sekunden
- Hautverträglich durch spezielle Pflegeformel (mit Vitamin E, Glycerin, Panthenol)
- Farb- und duftstofffrei
- Wirkungsspektrum: begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV), bakterizid, levurozid, tuberkuluzid, mykobakterizid, viruzid (Noro- und Rotaviren)
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Spenderflasche	124986	5,10
1-Liter-Spenderflasche	124987	10,10
5-Liter-Kanister	124988	49,95

 Dermatologisch
getestet

SONOGEL
Ihr Partner in der Sonographie

€ 2,15
€ 2,75
SONOGEL Ultraschallgel

- Schleimhautverträglich (transvaginal)
- Für die Gynäkologie geeignet
- Viskos, nicht tropfend
- Von führenden Geräteherstellern empfohlen

Flasche mit 250 ml**Best.-Nr. 113397****€ 2,15**

Prozesschemie für die maschinelle Instrumentenaufbereitung

DR. WEIGERT

 GRATIS
dazu!
1 Liter
neodisher®
MultiZym
**2 × neodisher® MediClean forte****Alkalischer Universalreiniger-Flüssigkonzentrat**

- Zur maschinellen Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten, inkl. MIC- und Mikroinstrumenten, flexiblen Endoskopen, Anästhesie- und anderen medizinischen Utensilien, Containern
- Enthält Alkalitätsspender, Enzyme und Tenside
- Exzellente Materialschonung
- Zuverlässige Entfernung von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- Vermeidet Wiederablagerung von Proteinrückständen

2 × 5-Liter-Kanister**Best.-Nr. 125885****€ 75,40****neodisher® MultiZym****Multienzymatischer Reiniger-Flüssigkonzentrat**

- Zur manuellen Reinigung thermostabiler und -labiler Instrumente inkl. MIC- und Mikroinstrumente, flexiblere Endoskope, Anästhesie-Utensilien, Containern
- Frei von Borsäure, Boraten, Parfüm und Farbstoffen
- Rückstandsfreie Reinigung verhindert Redeposition von Proteinrückständen
- Entfernt Biofilme
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- pH-neutral

schülke →

Pflege und Schutz der Haut – ein MUSS und eine berufliche Pflicht.

Hautpflege und Hautschutz sind Voraussetzung für eine effektive Händedesinfektion, da bereits kleinste Risse oder Mikrotraumen potentielle Erregerreservoir darstellen.

sensiva® wash lotion

- Hautfreundliche farbstoff-, parfüm- und wollwachsfree Waschlotion
- Seifenfreie Waschlotion auf Basis hautverträglicher Tenside
- Schont die Haut
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
500-ml-Flasche	158796	1,85
1-Liter-Flasche	159987	2,55
1-Liter-Euroflasche	158371	2,55



AB € ~~2,15~~ **1,85**

AB € ~~2,85~~ **2,75**

Neue Formel mit Sheabutter



sensiva® protective emulsion

- Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut
- Leichte Pflege und Schutz, Schutzlotion (gem. TRGS 401)
- Dermatologisch geprüft

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Taschenflasche	153864	2,75
500-ml-Spenderflasche	158798	5,40



sensiva® dry skin balm

- Intensive Pflege für die anspruchsvolle und trockene Haut
- Feuchtigkeitsspendend
- Gut verteilbar
- Farbstoff- und parfümfrei

Inhalt	Best.-Nr.	€
150-ml-Flasche	119365	3,45
500-ml-Spenderflasche	114729	5,95

COM-TeX® Unsere günstige Eigenmarke

Besuchen Sie den COM-TeX Markenshop.



COM-TeX Diagnostikleuchte

- Zum Ausleuchten des Mund-Rachen-Raumes
- Farbe: weiß
- Inkl. 2 Batterien AAA



AB € ~~3,95~~ **€ 2,85**

Best.-Nr. 124311

COM-TeX Venenstauer

- Stauschlauch für die einhändige Anwendung
- Unterstützt die schnelle Blutentnahme
- Robuste Verarbeitung
- Länge: 42 – 45 cm



AB € ~~4,95~~ **€ 2,85**

Best.-Nr. 124312

AB € ~~2,40~~ **1,95**

COM-TeX® Einmal-Elektroden

- PE-Schaumstoff
- Latex- und PVC-frei
- Mit Festgel vorgeliert
- Für Extremitäten- und Thorax-Ableitungen



Packung mit 30 Stück

Ausführung	Maße (Ø)	Best.-Nr.	€
Druckknopfanschluss	45 mm	154876	1,95
Druckknopfanschluss, Kinder	40 mm	154877	3,50
Druckknopfanschluss, Kinder	30 mm	158543	3,25
Bananenstecker 4 mm, Kinder	30 mm	158544	3,90



tempmate.®-M1

USB-Mehrweg-Temperaturlogger

- Mit automatischer PDF-Auswertung
- Eingebauter USB-Anschluss (keine Kabel oder Lesegeräte zur Auswertung notwendig)
- Kompakt, Schutzklasse IP67 (wasserdicht)
- LCD-Anzeige für alle relevanten Daten auf Knopfdruck
- Kostenlose Software zum individuellen Konfigurieren verfügbar
- Mit Validierungszertifikat
- Messbereich: -30 °C - +70 °C
- Aufzeichnungszeit vom Anwender einstellbar (bis 12 Monate)
- Bis zu 5 Alarmgrenzen einstellbar
- Datenspeicher für 32.000 Aufzeichnungen



AB € ~~59,95~~ **€ 49,95**

Best.-Nr. 120063

FRÜHLINGSAKTION

Heißsiegelbare flache Rollen

- Zum Verpacken von einzelnen Artikeln, kleineren Sets und Instrumentensets, Wäschepaketen
- Einhaltung der internationalen Normen
- Sichtkontrolle der Siegelnaht auf Unversehrtheit
- Faserfreies Aufreißen zur aseptischen Bereitstellung
- Siegelnahtfestigkeit verhindert Bersten im Autoklaven
- Ecksiegelung verringert Kontaminationsrisiko
- Sicherer Aufdruck
- Produktionsrückverfolgbarkeit bei jeder Verpackung
- Prozessindikatoren zur Unterscheidung zwischen verarbeiteten und unverarbeiteten Produkten (Dampf-, Ethylenoxid-, Formaldehydgas)
- Speziell entwickelte Materialien zur Gewährleistung von Keimfreiheit und mechanischer Festigkeit (9-lagige Multi-X9-/Verbundfolie)
- Rolle mit 200 m

Breite	Best.-Nr.	€
10 cm	113830	18,95
12,5 cm	125960	25,85
15 cm	184258	27,95
20 cm	183065	39,95
25 cm	115014	49,50
30 cm	125954	68,65



Sterilisationsmarker

- Wasserfest und wärmebeständig
- Zur dauerhaften Beschriftung von Sterilisierverpackungen
- Für alle Sterilisationsverfahren sowie Reinigungsautomaten zur thermischen Desinfizierung geeignet

Packung mit 10 Stück



Farbe / Spitze	Best.-Nr.	€
schwarz / 0,75 mm	125961	22,55
rot / 0,75 mm	125966	22,55
blau / 0,75 mm	125967	22,55
schwarz / 1,00 mm	125968	22,55

AB € 17,95
~~€ 20,25~~

V-Falz

Fripa Plus Papierhandtücher 1-lagig

- Naturell, 100 % recycelt

Maße (cm)	Falz	Inhalt	Best.-Nr.	€
25 x 23 cm	V-Falz	5000 Tücher	125527	17,95
25 x 33 cm	C-Falz	3120 Tücher	184531	19,75



Papierhandtücher 2-lagig

- Mit Dekorprägung

Fripa Comfort, hochweiß

Maße (cm)	Falz	Inhalt	Best.-Nr.	€
25 x 23 cm	V-Falz	3000 Tücher	159207	29,95

Fripa Eco, weiß

Maße (cm)	Falz	Inhalt	Best.-Nr.	€
25 x 23 cm	V-Falz	3000 Tücher	118458	23,95

AB € 27,95
~~€ 32,95~~

C-Falz

Fripa-med „classic-line“, 1-lagig, hochweiß

Medizinalrollen aus 100 % Frischzellstoff, weiche Qualität, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	125159	27,95
50 cm	125161	29,95
55 cm	125162	36,95
59 cm	125163	38,95

Fripa-med „secura-line“, weiß

Medizinalrollen beschichtet, speziell für Gynäkologen, Urologen, Chirurgen, 1 Lage hochwertiges Tissue + 1 Lage PE-Beschichtung, perforiert auf 38 cm, Rollenlänge: 50 Meter

Karton mit 6 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.	€
39 cm	110890	28,95
50 cm	110891	39,95
55 cm	112440	46,95
59 cm	110892	48,95



Fripa Wischfix

- Reißfeste, saugstarke, hochweiße Haushaltstücher aus 100 % Zellstoff
- 3-lagig mit Saugprägung
- Rolle mit 51 Blatt (26 x 24 cm)

Packung mit 4 Rollen



€ 2,85
~~€ 3,30~~

Best.-Nr. 128203



fripa Select Toilettenpapier 3-lagig

- Hochweißes Premium-Toilettenpapier
- 100 % chlorfrei gebleichter Frischzellstoff
- Mit innovativer TAE®-Technologie
- Maximale Weichheit und 30 % mehr Volumen
- Griffiger als herkömmliche Tissue-Toilettenpapiere
- Rolle mit 180 Blatt

Packung mit 6 x 8 Rollen

Best.-Nr. 119318

€ 19,95

www.co-med.de

Das neue Portal – einfach, sicher und bequem!

NEU!



Übersichtliche Shop-Navigation

(Suche nach Produkt, Produktkategorie oder Marke)



Kostenstellen- u. Budgetverwaltung

(Genehmigungs- und Freigabeprozesse mit Budgetlimits, Rechte und Rollen)



Nutzerfreundliche Bestellvorlagen und -möglichkeiten



Eigener Kundenbereich

Alle relevanten Daten sind dort passwortgeschützt abgelegt.



Komfortable Suchfunktionen



Aktuell informiert

(Blog mit aktuellen Themen rund um die Praxis)



Nutzung über Handy oder Tablett

Die Shop-Darstellung ist mobiloptimiert, ganz gleich auf welchem Gerät Sie uns besuchen.



Portal mit stetig wachsendem Sortiment. Besuchen Sie auch unsere Markenshops!

COM-teX

BOSCH +SOHN boso

HARTMANN

ERKA.
THE ORIGINAL
Made in Germany since 1859

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

ZVG

Mit unserem neuen Online-Portal ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen Praxiseinkauf.

Das bedeutet für Sie: Noch einfacher und schneller bestellen bei gleichzeitiger Optimierung Ihres Bestellprozesses.

Unser Verständnis von persönlichem Service bleibt bestehen:

Ihr Co-med-Fachhändler wird Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat vor Ort zur Seite stehen, z. B. im Bereich Technik inkl. MTK-STK-Prüfung, der Bereitstellung von Leih- und Demogeräten, im Hygienemanagement, bei der Planung und Einrichtung Ihrer Praxis und bei der Schulung Ihres Praxispersonals, um nur einige der vielen Serviceleistungen zu nennen.

FRÜHLINGSAKTION

Wir feiern in 2021 unser 40-jähriges Betriebsjubiläum!

Gegründet im Jahr 1981, ist Medelo Medizin+Technik Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für Medizintechnik und Praxisbedarf. Besonders in den Zeiten der Coronapandemie zeigt sich, dass partnerschaftliches Miteinander und Vertrauen Fundamente guter Zusammenarbeit sind. Wir werden auch in Zukunft alles in unserer Kraft stehende dafür tun, Sie zufriedenzustellen. Wir danken unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte Vertrauen.

Ohne Sie wäre unser Erfolg nicht möglich!



Stellvertretend für unser Team von links nach rechts:
Daniela Longen, Michael Longen, Tatjana Klaes



Exklusiv für Sie: Unsere Angebote in 2021!



Kabellose Ultraschall Systeme von Youkey:
Die mobile Lösung für Notfälle,
Haus- und Altenheimbesuche!

SAMSUNG
MEDELO ist Ihr Exklusivpartner
für den niedergelassenen Bereich!



Praxis-/Sprechstunden-Bedarf – Medizintechnische Geräte – Mehr als 20.000 Produkte – Verbundeigenes Logistikzentrum – Direktlieferung – Ortsnaher technischer Service – Wartungen – Sicherheits-/Messtechnische Kontrollen – MTK-/STK-Prüfungen – Praxis-Planung/-Einrichtung/-Modernisierung

Unsere Angebote zum 40-jährigen Betriebsjubiläum für Sie:
www.medelo-arztshop.de/exklusiv-2021 – „Reinschauen lohnt sich!“



MELAtherm® 10 Evolution

- Großes Smart-Touch Display mit Video-Tutorials
- Chargenfreigabe mit ProControl direkt am Gerät
- AquaBoost Technologie
- MELAconnect Schnittstelle
- Aktive Trocknung
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät
- Integrierte Dokumentations-Schnittstellen
- Praxisoptimierte Aufbereitungskammer



Jedes Evolution-Paket

€ 9.899,-

GRATIS dazu!
 Starterpaket bestehend aus:
 Reiniger,
 Neutralisator und
 Klarspüler

**Jetzt
 AB € 185,87
 mieten!***
 (Laufzeit 60 Monate)

*Mietangebote vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung.
 Ein Angebot der Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG.

MELAseal® 200 validierbares Siegelgerät



Nach RKI
 validierbar

€ 1.195,-
~~€ 1.255,-~~

Best.-Nr. 116738

- Rechtssicherheit durch Erfüllung der Anforderungen der EN ISO 11607-2
- Seal Check Funktion
- Integrierte Benutzerverwaltung
- Energiespar- und standby-Funktion
- Uhr- und Kalenderfunktion
- Platzsparend durch kompakte Abmessungen
- Intuitive Bedienung mit 4-Tasten-Konzept
- Inkl. speziellem, hochwertigem 8 GB USB-Stick zur Speicherung der Prozessparameter
- Maße Gerät: 41,5 × 15 × 24 cm (B × H × T)

MELAfol® Klarsicht-Sterilisierverpackung nach EN 868-5

- Keimdicht und heißsiegelfähig
- Mit Behandlungsindikator (färbt sich von Rosa zu Braun)
- Reißfest und knitterarm
- Bequem zu öffnen mit "peelbaren" Siegelnähten
- Rolle mit 200 m



AB € 49,90
~~€ 61,00~~

Breite	Best.-Nr.	€
7,5 cm	225097	49,90
10 cm	225098	69,00
15 cm	225099	81,00
20 cm	225100	99,95




GYN

MELAtherm® 10 Evolution Gynäkologie-Paket

bestehend aus:

MELAtherm® 10 Evolution DTA inkl. CF-Card, Basiskorb ohne Injektorschiene, Flexkorb 6, 2 × Flexkorb Spekula

Gesamtpreis Evolution € 11.017,00
 Best.-Nr. 123975



HNO

MELAtherm® 10 Evolution HNO-Paket

bestehend aus:

MELAtherm® 10 Evolution DTA inkl. CF-Card, Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 3, Flexkorb 2, Instrumentenkorb kompakt, Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 2, Aufsatz für Flexkorb für Nasenspekula (Hohlkörperadaptierung auf Anfrage)

Gesamtpreis Evolution € 11.095,00
 Best.-Nr. 123976



CHIR

MELAtherm® 10 Evolution Chirurgie-/Urologie-/Dermatologie-Paket (auch für Orthopädie)

bestehend aus:

MELAtherm® 10 Evolution DTA inkl. CF-Card, Basiskorb mit Injektorschiene und 11 Blindschrauben, Flexkorb 6, 2 × Flexkorb 3 (Hohlkörperadaptierung auf Anfrage)

Gesamtpreis Evolution € 11.045,00
 Best.-Nr. 123977



Geräte auch als DTB-Variante mit
 230 Volt-Anschluss auf Anfrage erhältlich!





Die perfekte Symbiose aus Form und Funktion



DermaGenius 3 polarised

- Klassisches Handdermatoskop
- Zwei Betriebsmodi: polarisiert/nicht polarisiert
- Premium-LED für natürliche Farben und kontrastreiche Details
- Achromatische Optik
- 10-facher Zoom
- Einfache Dioptrien-Korrektur per Drehen am Okular
- Ergonomisch gestalteter Korpus für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gewicht: 160 g
- Maße: 185 x 65 x 65 mm (H x B x T)



Lieferumfang:

DermaGenius 3 wahlweise mit 2 x AA Mignon Batterien **oder** inkl. Ladestation mit Akkus, Standardaufsatz 22 mm, Koffer

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Mit Batterien	125978	845,00
2 Mit Ladestation und Akkus	125979	1.059,00



Fuhrmann

1 Set
€ 1,50


Fadenzieh-Set

Bestehend aus:

- 1 x Mullkompresse 5 x 5 cm, 8-fach
- 1 x Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm
- 1 x Fadenziehmesser mit Kunststoff-Handgriff

Packung mit 15 Sets

€ 22,45
~~€ 24,-~~
Best.-Nr. 118676



1 Set
€ 5,06

Dermatologie-Set

Bestehend aus:

- 1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
- 1 x Adson-Pinzette, chirurgisch, fein, 12 cm
- 1 x Einmalkalpell mit Kunststoffgriff, Fig. 15
- 1 x Lochtuch 45 x 75 cm, Loch: 6 cm, 2-lagig
- 1 x Abdecktuch 45 x 75 cm, 2-lagig

Packung mit 15 Sets

€ 75,95
~~€ 87,-~~
Best.-Nr. 123641



pfmmedical
Quality and Experience

€ 29,95
~~€ 39,00~~

Hautkürette

- Einseitig geschliffene Schnittkante aus Edelstahl
- Einzeln steril verpackt
- Einwegprodukt

Packung mit 20 Stück

Größe Ø	Best.-Nr.	€
4 mm	158577	29,95
7 mm	158578	29,95



Allergie-Test-Lanzetten

- Steril, mit kurzer Spitze
- Packung mit 200 Stück

€ 7,10
~~€ 10,40~~
Best.-Nr. 116470

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Nahtmaterialien von allen führenden Herstellern.



ETHICON
a Johnson & Johnson company

Catgut GmbH

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Fragen Sie Ihren ortsnahen Co-med Fachhändler!



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf. Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.

Beiersdorf



Hansaplast® SOFT

- Besonders hautfreundlich
- Anschmiegsam, querelastisch und luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung aller Arten kleinerer Wunden und Verletzungen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4,0 cm x 5 m	1 Rolle	123980	12,78
6,0 cm x 5 m	1 Rolle	123613	16,63
8,0 cm x 5 m	1 Rolle	123981	20,13



Hansaplast® SENSITIVE

- Besonders hautfreundliches und hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm x 5 m	1 Rolle	124000	12,73
6 cm x 5 m	1 Rolle	124001	15,18
8 cm x 5 m	1 Rolle	124002	18,88



Hansaplast® CLASSIC

- Qualitativ hochwertige Pflaster für die schnelle Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- Atmungsaktives Material
- Extra starke Klebkraft

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm x 5 m	1 Rolle	123611	7,78
6 cm x 5 m	1 Rolle	123612	9,73
8 cm x 5 m	1 Rolle	123979	13,23



Hansaplast® ELASTIC

- Speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material

Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
4 cm x 5 m	1 Rolle	124442	11,68
6 cm x 5 m	1 Rolle	124443	14,63
8 cm x 5 m	1 Rolle	124444	17,78

Hansaplast® Vollflächige Fixierung

- Zur Fixierung von Wundauflagen und Kompressen
- Besonders flexibel und dehnbar
- Atmungsaktiv
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- Maße: 10 cm x 10 m

Packung mit 1 Rolle

Best.-Nr. 123984

€ 23,98



FRÜHLINGSAKTION

Desinfektion und Design auf einer Linie.



Hygienesäule H.U.G.O.

- Hygienesäule aus Holz mit Armhebelspender
- Für alle handelsüblichen 500-ml-Spenderflaschen
- Oberfläche der Säule einfach und schnell abwischbar
- Desinfektionsmittelbeständig
- Mit praktischer Auffangschale aus Edelstahl
- Austauschbare Pumpe
- Einfacher Wechsel der Flaschen
- Kein Aufbau notwendig
- Maße: 135 x 35 x 25 cm (H x B x T)
- Gewicht: 11,9 kg

Best.-Nr. 125733

€ 299,00



Aktionspaket sita + Hocker

sita Variationsliege

- Rückenlehne und Beinteil separat und stufenlos bis zur Waagerechten verstellbar (185 x 50 cm)
- Große Polsterfläche (Farbe frei wählbar), gepolsterte Armauflagen, inkl. Nackenrolle
- Untergestell aus Stahl, stabile Mechanik
- Wahlweise mit oder ohne Doppelrollen
- Doppelrollen Ø 10 cm, einzelgebremst, total feststellbar
- Maße Sitzfläche: 50 x 55 x 49 cm (B x H x T)
- Maße Gesamt: 63 x 126 x 82 cm (B x H x T)
- Belastbarkeit: 220 kg

Arbeitshocker

- Mit Ringauslösung
- Sitzpolster Ø 36 cm, 7,5 cm (Farbe frei wählbar)
- Sicherheitsrollen Ø 5 cm
- Höhenverstellbar 46 – 58 cm

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	123957	999,00
mit Rollen	123958	1.150,00



Abb. zeigt Zusatzoptionen

GREINER Polsterfarben compact

White	Mint	Cyan	Petrol
Lightgrey	Stone	Anthracite	Black
Beige	Brown	Mocca	Chocolate
Sky	Atoll	Navy	Purple
Citron	Orange	Rosso	Fuchsia

GREINER Polsterfarben premium

- Super weich und zugleich strapazierfähig
- Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

Aufpreis sita: € 135,00 Aufpreis Hocker: € 19,00

White	Lightgrey	Anthracite	Grass
Mocca	Chocolate	Carmin	Aqua
Navy	Black		

Weitere Farben auf Anfrage.
Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben.


Klarheit. Übersicht. Ordnung.

Mauser Karteischränk

- Für Kartei DIN A5 quer
- Mit geschlossenem Boden, Kugelführung und Doppel-Auszugssperre
- Zentralverriegelung
- OHNE Selbststeinzug
- Belastung je Auszug: bis 70 kg



Bitte bei Bestellung die Farbnummer an die Best.-Nr. anhängen.	101 reinweiß (RAL 9010)	dreibahnig je Schublade 3 Bahnen DIN A5 quer
	202 lichtgrau (RAL 7035)	
Anzahl Schubladen	6 Schubladen	
Breite x Tiefe x Höhe mm	800 x 600 x 1350	
Karteischränk mit Griffleiste	Best.-Nr.	157857-XXX
	Preis €	769,00
Karteischränk mit Bügelgriff	Best.-Nr.	157861-XXX
	Preis €	785,00



Keinen Raum den Viren – dank Luftreinigern.



Fellowes AeraMax Pro III PC Wandgerät

Der perfekte Luftreiniger für Räume bis 55 m²

- 4-stufiger Filterungsprozess inkl. True HEPA Filter entfernt 99,97 % der Luftschadstoffe wie Viren, Bakterien, Pollen und Gerüche
- Reduzieren 99,9 % der Grippeviren, bestätigt laut Airmid Health Group Labortest
- EnviroSmart Technologie misst die Luftqualität und erkennt automatisch, wann die Luft gereinigt werden muss
- PureView-Technologie mit zwei exzellenten Laser-Partikelzählern zur Überwachung der Luftqualität
- Effiziente ACH-Leistung: 3 ACH bei 55 m², 5 ACH bei 30 m²
- Anzeige aller Daten auf dem Display inkl. Filtertausch (ca. 1 x im Jahr)
- Zuverlässig und leise im Dauerbetrieb
- Maße: 495 x 534 x 241 mm
- Gewicht: 9,1 kg

Best.-Nr. 125765

€ 1.498,00



Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produkteinweisung werden separat berechnet.

Für mehr Informationen und weitere Geräte



Wolf AIRPURIFIER

- Mit aerosolbindendem HEPA-Filter H14
- Luftfiltrationsrate bis zu 6 x pro Stunde
- Mit Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche
- Hocheffizienter Schalldämpfer nur 34 dB(A)
- Mit Präsenzmelder
- Einfache Inbetriebnahme durch plug and play
- Verschiedene Betriebsstufen für unterschiedliche Raumgrößen
- Filterüberwachung zum Filterwechsel
- Maße: 712 x 508 x 2350 mm (B x T x H)

Best.-Nr. 125734

€ 3.290,00



Preis inkl. Lieferkosten, Einbringung in die Räumlichkeiten, Inbetriebnahme, Entsorgung der Verpackung

Herausgeber: Co-med GmbH & Co. KG

66265 Heusweiler · Hochstr. 1 · C. Thomas Maier
Tel.: 06441/56947-0 · Fax: 06441/56947-22
HRA Saarbrücken 10841, Ust-ID-Nr. DE 182239214

Bestellungen bitte nur per Fax: 0 800/82 82 999* oder +49 (0) 65 02/92 24-30

*gebührenfrei nur innerhalb des Deutschen Festnetzes

Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. Die AGB werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die Aktion ist bis zum 30.06.2021 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Kunden-Nr.: _____

Rechnungsanschrift

Firma/Praxis _____
 Name, Vorname _____
 Straße, Nr. _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____ Fax _____

Datum/Unterschrift _____
Medelo Medizin + Technik Michael Longen e.K. · Im Gewerbegebiet 34 · D-54344 Kenn
 Handelsregister Wittlich HRA 4038 · Ust-ID-Nr.: DE 149 830 853

- Bestellhinweise:**
1. Alle Möbel werden, sofern nicht anders angegeben, kartonverpackt ohne Montage geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
 2. Ein Kaufvertrag kommt mit dem ortsnahen Co-med Fachhändler zustande, der die Bestellung bearbeitet. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
 3. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter **Tel. 0 65 02 / 92 24-0** zur Verfügung.
 4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
 5. Bei Bestellungen unter € 130,00 netto werden Ihnen € 5,90 Versandkostenpauschale berechnet.
 6. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 7. Kein Verkauf an Privatpersonen.