



desmanol® care*

- Bakterizid, MRSA, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HSV, Influenza, Vaccinia-Viren, Adeno-, Noro- und Rotavirus), begrenzt viruzid PLUS
- ProPanthenol-Komplex pflegt die Hände bei jeder Anwendung

Inhalt	Best.-Nr.	€
100-ml-Flasche	122237	2,25
500-ml-Flasche	122238	5,65
1-Liter-Flasche	122239	8,95
1-Liter-Euroflasche	122240	8,95
5-Liter-Sparkanister	122243	39,50



Jetzt auch für das innovative hyclick® System

- Flasche und Pumpe: fest verbunden
- Schneller Flaschenwechsel mit nur einem Click
- Wirksamer Schutz gegen Kontamination

hyclick®

- „Non-Removal“-Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- Minimaler Reinigungsaufwand dank abgerundetem Design
- Verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 oder 3 ml
- Einfache Montage auch auf gängigen Wandhalteplatten
- Für 500- und 1000-ml hyclick®-Flaschen

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.	€
desmanol® care	500 ml	122242	7,50
desmanol® care	1000 ml	122241	10,50
hyclick® Spender für 1000 ml		119945	19,90
hyclick® Spender Vario für 500 / 1000 ml		119944	21,50



* Zusätzliche Produkthinweise finden Sie in unserem Hauptkatalog.



Ihre erste Adresse für Medizintechnik & Praxisbedarf!

Große Auswahl – Faire Preise – Qualifizierter Service

Wir haben unsere Internetpräsenz komplett neu gestaltet und in Websites für Ärzte und Hebammen aufgeteilt.

Besuchen Sie www.medelo-shop.de und www.medelo-arztshop.de!

Entdecken Sie die "neuen Seiten" von MEDELO – lassen Sie sich inspirieren!

Ihr MEDELO-Team wünscht Ihnen eine kurzweilige Zeit!

MEDELO Michael Longen e.K. – Ihre erste Adresse für Medizintechnik und Praxisbedarf!

MEDELO Michael Longen e.K. – Ihre erste Adresse für Medizintechnik und Praxisbedarf!

MEDELO, das sind WIR für SIE!

MEDELO MEDIZIN+TECHNIK

Ihre erste Adresse für
- Hebammenbedarf
- Praxisbedarf
- Medizintechnik
- Ultraschall

MEDELO Michael Longen e.K. ist seit 1981 Ihr professioneller Partner für Hebammenbedarf, Praxisbedarf, Medizintechnik und Ultraschallsysteme. MEDELO bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an medizinischen Produkten sowie Dienstleistungen der Medizintechnik für Ihre tägliche

Gerne zeigen wir Ihnen die aktuellen Ultraschall-Systeme unserer Top-Partner!

Wir bieten Ihnen in unserem Ausstellungs- und Vertriebszentrum Neu-, Vorführ- und Gebrauchtgeräte verschiedener Hersteller.
Ein Besuch bei MEDELO lohnt sich immer!



**Vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Wunschtermin!
Telefonisch unter
+49 (0) 65 02 - 92 24 -0
oder per E-Mail an
info@medelo-arztshop.de**

MEDELO Michael Longen e.K. – Im Gewerbegebiet 34 – 54344 Kenn (direkt an der BAB 602)

Fingerverletzungen schnell und unkompliziert versorgen!

Finger-Fertigverband



SALVADITO®

Steriler Fingerverband

- Mit integrierter, steriler Komresse
- Weich gepolstert
- Hygienische Handhabung bei maximalem Rundumschutz
- Schnell und leicht, direkt anziehen, Schlaufe hinter dem Handgelenk schließen
- Universalgröße in Einzelpackung

Packung mit 2 Stück

Best.-Nr. 118613

€ 4,17

INJECTION "Marienkäfer"

Injektionspflaster von der Rolle

- Farbe: color (mit Glitzer)
- Luftdurchlässig aus weichem Baumwollvlies
- Hypoallergener Hot-Melt-Kleber
- Rundum klebend
- Maße: 39 x 18 mm

Spenderbox mit 100 Stück

Best.-Nr. 112983

€ 7,98



Abrechenbarer Sprechstundenbedarf.

Sie füllen das Rezept aus und wir rechnen direkt mit den Krankenkassen ab.

Herausgeber: Co-med GmbH & Co. KG · 66265 Heusweiler · Hochstr. 1 · C. Thomas Maier · Tel.: 06441 / 56947-0 · Fax: 06441 / 56947-22 · HRA Saarbrücken 10841, Ust-ID-Nr. DE 182239214

Bestellungen bitte nur per Fax: 0 800/82 82 999* oder +49 (0) 65 02/92 24-30

*gebührenfrei nur innerhalb des Deutschen Festnetzes

Kunden-Nr.: _____

Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. Die AGB werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die Aktion ist bis zum 18.04.2018 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Rechnungsanschrift

Firma/Praxis _____

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Fax _____

Datum/Unterschrift _____

Medelo Medizin + Technik Michael Longen e.K. · Im Gewerbegebiet 34 · D-54344 Kenn
Handelsregister Wittlich HRA 4038 · Ust-ID-Nr.: DE 149 830 853

Bestellhinweise:

1. Alle Möbel werden, sofern nicht anders angegeben, kartonverpackt ohne Montage geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
2. Ein Kaufvertrag kommt mit dem ortsnahen Co-med Fachhändler zustande, der die Bestellung bearbeitet. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
3. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter **Tel. 0 65 02 / 92 24-0** zur Verfügung.
4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
5. Bei Bestellungen unter € 130,00 netto werden Ihnen € 5,90 Versandkostenpauschale berechnet.
6. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
7. Kein Verkauf an Privatpersonen.

Die verwendeten Bilder stammen teilweise aus Bilddatenbanken (sofern es sich nicht um Produktabbildungen handelt).
Wenn nicht gesondert vermerkt, stammen die verwendeten Fotos von fotolia.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

Kompetenz

50 Jahre Erfahrung in der Vollversorgung von Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Kundennähe

Unsere Fachhändler sind bundesweit an 50 Standorten mit hunderten Mitarbeitern für Sie im Einsatz.

Logistik-Zentrum

Schnelle und flexible Belieferung, auch direkt in Ihre Praxis. Über 20.000 Artikel stets vorrätig.

Qualität

Durch Kooperationen mit über 200 marktführenden Partnern liefern wir nur beste Markenprodukte, die sich bewährt haben.

Beratung

Unsere qualifizierten, stets aktuell geschulten, Fachberater sind für Sie vor Ort da. Testen Sie uns.

Service

Technischer Kundendienst, Geräteprüfungen, Hygienemanagement, Praxisplanung und -einrichtung, Seminare u.v.m..



Das ideale Gerät für das kleine Budget.

medicus uno

- Intelligente Aufpumpautomatik für schonendes Aufpumpen ohne Nachpumpen
- Große 3-Werte-Anzeige
- Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- Speicherung der letzten Messung
- Netzteil-Anschlussmöglichkeit
- XL-Manschette anschließbar
- Mit Batterien, Blutdruckpass, Standardmanschette (22 - 32 cm)
- 3 Jahre Garantie

Best.-Nr. 154576 € 42,50



€ 42,50
~~€ 51,50~~
Best.-Nr. 154576

Zubehör

XL-Manschette (32 – 48 cm)
Best.-Nr. 117057 € 26,50

Netzgerät für digitale Blutdruckmessgeräte
Best.-Nr. 110080 € 19,50

Für jedes Alter – sicher fühlen mit bosco.

Höchste Messgenauigkeit für die Bestimmung der Körpertemperatur.



€ 24,50
~~€ 29,95~~
Best.-Nr. 119976



MTK tauglich

bosotherm diagnostic

- **Kontaktlose** Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei Fieber
- Für Körper- und Oberflächentemperaturen
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien
- 2 Jahre Garantie



clinicus II

- Das unverwüsthliche Hand-Blutdruckmessgerät für Klinik und Praxis
- Mit Shock-Protection
 - Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
 - Seitlicher Schlauchanschluss
 - Klett-Manschette
 - Lieferung im Etui mit Reißverschluss

AB € 26,50
~~€ 29,90~~

Mit Standard-Manschette
Best.-Nr. 157873 € 26,50
Mit XL-Manschette
Best.-Nr. 157874 € 28,50

HEINE Dermatoskope



Umfassende Fotodokumentation – auch im kontaktlosen Modus möglich!



HEINE® NC 2 Dermatoskop – Der Allrounder

- 10-fache Vergrößerung bei richtigem Abstand zum Objekt mit Kontaktscheibe
- 6-fache Vergrößerung ohne magnetische Kontaktscheibe
- Sichtfeld: Ø 27 mm
- Homogenes, helles und farbgetreues Licht
- Polarisierte Beleuchtung zur Untersuchung ohne Kontaktflüssigkeit
- Einfache Fotodokumentation mit dem Zubehör für Apple® iPhone®
- NC 2 App: bis zu 30-fache digitale Vergrößerung / bis zu 12 MP Auflösung (mit iPhone 6s, SE, 7), Integrierte Patientenverwaltung, eMail-Funktion, Zuordnung von Bildinformationen und Patientendetails auf einer Bodymap



Ausführung	Best.-Nr.	€
NC 2 Dermatoskop Set inkl. USB Griff, Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit Steckernetzteil, Tasche	122283	649,00
NC 2 Dermatoskop Set wie oben ohne Kontaktscheibe	122284	599,00

Zubehör

Adapterschale für	Best.-Nr.	€
Smartphone NC 2/7 für Apple iPhone 7	122285	39,80
Smartphone NC 2/6 für Apple iPhone 6/6s	122286	39,80
Smartphone NC 2/5 für Apple iPhone 5/5s/SE	122287	39,80
NC 2/T6 für Apple iPod touch 6. Generation	122288	39,80



€ 155,-
~~€ 161,-~~

HEINE® mini 3000 LED F.O. Otoskop

- Konstante Leuchtkraft und homogenes Licht dank LED HQ
- 3-fache Vergrößerung
- max. Lichtintensität beim Einschalten

Ausführung	Best.-Nr.	€
schwarz	114803	155,00
blau	114804	155,00

Sparen mit **Co-med** ohne Qualitätsverlust

NUR € 25,-
~~£ 34,90~~

Co-med Classic Stethoskop

- Mit schwerem, handlichen Edelstahl-Doppelkopf
- Großer Schlauchdurchmesser
- Bruststück und innenliegende Feder aus Edelstahl
- Maße: Membran Ø 45 mm, Trichter Ø 30 mm

Lieferumfang:

Stethoskop, 1 Paar harte Ohrlöwen (schwarz), 1 Paar weiche Ohrlöwen (dunkelgrau), 1 Ersatzmembran

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	114087	25,00
blau	114088	25,00
burgund	114162	25,00

SCHILLER

Computer-EKG – Die neue Generation

Das EKG-Tablet für den Kardiologen!

Cardiovit FT-1

Einfachste Bedienung in 1-2-3 Schritten, modernste Technik, leicht und kompakt mit zahlreichen Apps

- Ultraleichtes EKG-Tablet (nur 1 kg) mit einem brillanten Multitouch-Display
- Interpretationsalgorithmus und CCAA zur STEMI-Erkennung vervollständigen das Tablet (optional)
- Grandiose Speicherkapazität von bis zu 300 EKG-Aufnahmen sind genauso selbstverständlich wie der EKG-Ausdruck über den integrierten Thermokammdrucker auf Fingertipp
- Clever: Akkubetrieb macht Sie unabhängig und mobil
- Einfachste Integration in Praxis Systeme (GDT)

Lieferumfang:

Gerät, 1 x Patientenkabel 10-adrig Banane, EKG-Papier, Einmal-TAB-Elektroden, Clip-Adapter, med. Netzteil

Best.-Nr. 119498 € 2.490,00

Zubehör

Software ETM

- Interpretationsprogramm inkl. Sportler-Interpretation

Best.-Nr. 122471 € 490,00



Zum Nachbestellen:

High Q EKG-Papier

Packung mit 1 Faltlage

Best.-Nr. 121293 € 5,90



Software-Installationen sind nicht im Preis enthalten!

Premium – AED

FRED easy Life halbautomatisch

- Wartungsfrei durch Selbsttests
- 4-Jahres-Batterie
- Inklusive praktische Schutz-Zubehör-Tasche
- Gepulste Biphas – besonders effizienter Schock
- Hinterleuchtetes Display für graphische Anweisungen
- Metronom-Funktion für die Herzdruckmassage
- Maße: 230 x 220 x 70 mm (T x B x H)
- Gewicht: nur 1,5 kg inkl. Batterie

Lieferumfang:

Gerät, 1 Paar Defi-Elektroden, 1 x Lithiumbatterie, 1 x Schutz-Zubehör-Tasche, 1 x Speicherkarte, 1 x Notfall-Kit

Best.-Nr. 115374 € 1.050,00

Zubehör	Best.-Nr.	€
Defi-Elektroden vorkonnectiert Erw.	114349	49,00
Defi-Elektroden vorkonnectiert Kind	293238	49,00
4-Jahres-Batterie	294487	198,00
Wandhalterung Standard	115377	95,00
Wandschrank Metall, rot	118770	145,00



Einweisungspflichtig nach MPG

€ 1.050,-
€ 1.190,-
Best.-Nr. 115374

**FRÜHLINGSAKTION**

Miele
PROFESSIONAL

Mehr Leistung.
Mehr Effizienz.
Mehr Sicherheit.

Auch als
230-Volt-
Variante
erhältlich!

Reinigungs- und Desinfektionsautomat PG 8582 (400 V)

- Mit 2 integrierten Dosierpumpen, Flüssigdosierung
- 14 Standardreinigungs- und Desinfektionsprogramme
- Desinfektion bei >90°C und einer Temperaturhaltezeit von 5 Minuten
- Unterbaufähig
- Außenverkleidung: weiß
- Trocknungsfunktion EcoDry
- Breite: 60 cm

€ 5.305,-
Best.-Nr. 119554

Zubehörpaket Gynäkologie

bestehend aus: Ober- und Unterkorb,
4 × Einsatz für 6 ein- und zweiteilige Spekula,
Einsatz für div. Instrumente

Zubehörpaket GYN
€ 1.537,-
Best.-Nr. 118547

Zubehörpaket Chirurgie

bestehend aus: Oberkorb, Wagen für Siebschalen,
6 × Einsatz ½ Siebschale

Zubehörpaket CHIR
€ 1.392,-
Best.-Nr. 118765

Optional erhältlich:

1. Grundgerät inkl. Zubehörpaket + Vollinstandhaltung und Wartung
2. Verschiedene Dokumentationsmöglichkeiten (z.B. Drucker, Software)

Aufstellung inkl. Anschluss und Ersteinweisung der Geräte auf Wunsch. In diesem Fall wird eine Installationspauschale fällig.



Jetzt
AB € 153,-
mieten!
(Laufzeit 48 Monate)



Beladungs-
beispiel



Das System erfüllt die Anforderungen der RiLiBÄK 2008.

CoaguChek® Pro II

Das CoaguChek® Pro II System ist ein Point-of-Care-Gerinnungsmessgerät zur Bestimmung der Parameter PT (INR/% Quick) und aPTT (SEC) aus einem Tropfen Vollblut – einfach und zuverlässig. Das CoaguChek® Pro II System wurde ausschließlich für den Einsatz im niedergelassenen Bereich und in der Klinik entwickelt.

Lieferumfang:

Gerät, Netzkabel, Akku

Best.-Nr. 119861

€ 779,00

Zubehör	Anzahl	Best.-Nr.	€
PT Test	2 x 24 Stk.	119862	164,00
PT Controls (Level 2)	1 x 4 ml	119864	19,95

Testparameter	PT
Messzeit	Weniger als 1 Minute
Messbereich	%Q: 120 - 5 SEC: 9,6 – 96 INR: 0,8 – 8,0
Probenmaterial	Arteriell, venöses und kapillares Blut
Probenvolumen	8 µl
Benutzer-oberfläche	Einfache Bedienung durch einen Touch Screen
Anzeige	INR, eine Kombination aus INR/ Sekunden oder eine Kombination aus INR/%Quick
Blutaufragsort	Hygienisch außerhalb des Gerätes
Messwert-speicher	2000 Patienten- und 500 QC-Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit Patientenlisten mit bis zu 4000 Patienten-IDs
Datenübertragung	Wifi, QR-Code, Ethernet und USB (HBU), IR
Hämatokrit Messbereich	15 % – 55 %
Heparineinflüsse	Unempfindlich bis 3 IU/mL (UFH & LMWH)
Gewicht	280 g (ohne Akku)



Urinteststreifen

Qualitativ hochwertige Urindiagnostik in der Praxis

Eigenschaften der Combur-Test® Produktlinie:

- Schutz vor falsch-negativen Ergebnissen durch Vitamin C bei Blut und Glukose: Ein Vergleich von 5 Harntests hat ergeben: Nur die Combur-Test® Produktlinie ist weitgehend resistent gegen Vitamin-C-Einfluss*
- Deutliche Farbwechsel der Testfelder bereits bei geringfügigen pathologischen Veränderungen im Urin
- Gleichzeitiges Ablesen aller Testfelder nach 1–2 Minuten

Teststreifen	Anzahl	Best.-Nr.	€
Combur2-Test® LN	50 Stück	151983	8,90
Combur3-Test®	50 Stück	151974	7,50
Combur3-Test® E	50 Stück	151951	10,95
Combur4-Test® N	50 Stück	120419	10,95
Combur6-Test®	50 Stück	151940	13,50
Combur9-Test®	50 Stück	120424	12,90
Combur10-Test®	100 Stück	182907	25,50

*Quelle: Clin. Lab, 2006;52:149-153

DIAGNOSTIK NORD

IHR PARTNER FÜR IN VITRO DIAGNOSTIKA

Strep A-Schnelltest

- Immunologischer Ein-Schritt-Membran-Test
- Qualitativer Nachweis von Antigenen der Gruppe A aus Rachenabstrich

Streifenschnelltest, Pkg. mit 20 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160808

€ 23,90

Kassettenschnelltest, Pkg. mit 20 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160809

€ 26,90

CRP-Schnelltest

- Semiquantitative Bestimmung in Vollblut, Serum und Plasma
- 4 Nachweisbereiche: (0–10, 10–30, 30, >30 mg/l)

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160346

€ 18,50

€ 18,50
€ 19,90

Influenza-Schnelltest

- Separater Nachweis aus Nasenabstrich
- Nachweis von Influenza A / B, Schweine- / Vogelgrippeviren H1N1 und H5N1

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160339

€ 49,00

Packung mit 20 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 160340

€ 89,00

RSV-Schnelltest

- Immunologischer Ein-Schritt-Membran-Test
- Qualitativer Nachweis von Respiratorischem Syncytial Virus (RSV) aus Nasenabstrich

Packung mit 10 Tests inkl. Zubehör

Best.-Nr. 112996

€ 119,00

Latexfreie Untersuchungshandschuhe

B BRAUN
SHARING EXPERTISE



Latex- / Puderfrei

1 + 2 Vasco® Nitril light/white

Untersuchungshandschuhe

- Nitril
- Latex- und puderfrei
- Hohe Griff-Sensitivität
- Mikro angeraute Finger- Oberfläche für sicheren Griff
- Getestet auf B. Braun Desinfektionsmittel
- Farbe: lavendel/weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr. light	Best.-Nr. white	€
XS extra klein	110808	112623	4,95
S klein	110809	112624	4,95
M mittel	110810	112625	4,95
L groß	110811	112626	4,95
XL extra groß			
Packung mit 90 Stück	110812	112627	4,95

3 Vasco® Nitril long

Untersuchungshandschuhe

- Nitril, mit verstärkter Wanddicke
- Latex- und puderfrei
- Mit längerer Stulpe (290 mm) und Rollrand
- Mikro angeraute Fingerspitzen-Flächen
- Getestet auf B. Braun Desinfektionsmittel
- Farbe: blau

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS extra klein	114430	9,95
S klein	114431	9,95
M mittel	114432	9,95
L groß	114433	9,95
XL extra groß	114434	9,95

Latex- / Puderfrei

Kimetec Made in Germany

Stabiler Sicherheits-Rasterverschluss

Autoklavierbar bis 121 °C

JE 5,25 €
~~€ 6,95~~



CBC Venenstauer

Metall- und latexfrei

- Hautfreundliches, weiches und latexfreies Band
- Stabiler Sicherheits-Rasterverschluss
- Leichte Einhandbedienung des Stauschlauchs
- Autoklavierbar bis 121 °C bei 1,2 bar
- Kein Quetschen und Einklemmen der Haut
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Sicheres Entstauen

Mit frischen
Farben und
Mustern in den
Frühling
starten.

Farbe	Best.-Nr.	€
1 Edelweiß rot	118466	5,25
2 Designer	120804	5,25
3 Barcode blau	159917	5,25

Hygienetipp

Hygienemanagement

... hat nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. Aufsichtsbehörden kontrollieren das Vorliegen von Hygieneplänen und deren Einhaltung nach dem im Infektionsschutzgesetz (IFSG) und dem Sozialgesetzbuch V (SGB V) geforderten Qualitätsmanagement.

Verlassen Sie sich hier auf die kompetente Beratung und Hilfe Ihres ortsnahen Fachhändlers!

- Optimiertes Hygieneregime gemäß rechtlicher Anforderungen
- Verbindliche Festlegung konkreter Handlungs-/Verfahrensweisungen
- Aufzeigen von Kosteneinsparungen
- Qualifizierung des Praxispersonals

**Sicherheit für alle
+ mehr Zeit für Ihre Patienten
= Ihr Nutzen**



neodisher endo® DIS active - Granulat

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen

- Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid
- Gute Reinigungsleistung, nicht proteinfixierend
- pH-neutral, angenehmer Geruch (parfümfrei), gute Löslichkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Auf Basis von Peressigsäure, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen (QAV)
- VAH-gelistet, in der Viruzidie-Liste des IHO eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
2-kg-Eimer	115811	59,00
8-kg-Eimer	118561	205,00



neodisher endo® MED

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur manuellen Vorbehandlung von flexiblen Endoskopen – Flüssigkonzentrat

- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (1,0 %, 15 min, 20 °C)
- Zur desinfizierenden Vorreinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zusatzinstrumentarium im Tauch- oder Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung
- Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Frei von Aldehyden und Alkylaminen
- Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln
- VAH-gelistet und in der Viruzidie-Liste des IHO eingetragen

Inhalt	Best.-Nr.	€
1-Liter Flasche	120445	15,95
5-Liter-Kanister	120444	72,50



kein Gefahrstoff

Alkoholfrei



NEU!

Incidin® OxyWipe XL Incidin® OxyWipe S XL

- Gebrauchsfertige sporizide und viruzide Hi-speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsmittel (grün - Routine / rot - sporizid für Risikobereiche)
- Exzellente Materialverträglichkeit
- Alkoholfrei
- Wirksamkeit: bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, sporizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), viruzid (EN 14476)
- Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- Tuchmaß: 25 x 37 cm

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	€
OxyWipe XL	50 Tücher	122244	16,50
OxyWipe S XL	50 Tücher	122245	24,50

Hygienetipp



Sachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten

1. Vorbehandeln, Sammeln, Vorreinigen, gegebenenfalls Zerlegen
2. Transport zum Ort der Aufbereitung
3. Reinigung/Desinfektion, Spülung und Trocknung
4. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit
5. Pflege und Instandsetzung
6. Funktionsprüfung
7. Gegebenenfalls Kennzeichnung
8. Verpacken und Sterilisation

Unser Anspruch
an Qualität & Preis!

COM-TeX®



NUR € 4,25
~~€ 4,55~~

NUR € 2,75
~~€ 3,25~~

COM-TeX® Untersuchungshandschuhe

Puderfrei

Packung mit je 100 Stück

Größe	Latex		Vinyl	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
klein	152783	4,25	159070	2,75
mittel	152784	4,25	159071	2,75
groß	152785	4,25	159072	2,75



10 Liter
€ 10,50
~~€ 15,50~~

COM-TeX® Ultraschall-Gel

- Formaldehydfrei und hautfreundlich
- Beste Ankoppelungswerte
- Geringe Austrocknung

Inhalt	Best.-Nr.	€
250 ml	119499	1,50
500 ml	119500	1,90
1-Liter-Flasche	119512	2,10
5-Liter-Cubitainer	119513	6,50
5-Liter-Kanister	119514	6,10
10-Liter-Kanister	119515	10,50
Zubehör		
Pumpdosierer 5-Liter-Kanister	140922	10,45
Pumpdosierer 10-Liter-Kanister	151296	10,45
Auslaufhahn 5- und 10-Liter-Kanister	114190	4,35
Abfüllhahn für Cubitainer	172364	4,40



1 Liter
AB € 1,59

COM-TeX® Elektroden-Kontaktspray

- Besonders gut geeignet für Sauganlagen
- In der praktischen 250-ml-Pumpsprayflasche oder als 5-Liter-Nachfüll-Kanister erhältlich

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	110313	1,95
5-Liter-Kanister	110314	7,95
Auslaufhahn für 5- und 10-Liter-Kanister	114190	4,25



AB € 2,10
~~€ 2,40~~

COM-TeX® Einweg-Schaumstoffelektroden

- Vorgeliert
- Für Extremitäten- und Thorax-Ableitungen

Packung mit 30 Stück

Ausführung	Maße	Best.-Nr.	€
Druckknopfanschluss	Ø 45 mm	154876	2,10
Bananenstecker 4 mm	36 x 45 mm	154878	4,40
Druckknopfanschluss, Kinder	Ø 40 mm	154877	3,90
Druckknopfanschluss, Kinder	Ø 30 mm	158543	3,90
Bananenstecker 4 mm, Kinder	Ø 30 mm	158544	3,30



sita Variationsliege

Liege für Infusions- und Transfusionstherapie / Blutabnahme

- Mechanisch verstellbare Rückenlehne und Beinauflage
- Separate und stufenlose Verstellung von der Sitz- bis zur Liegeposition mittels Gasdruckfeder
- Inkl. verschiebbarer Nackenrolle
- Mit gepolsterten Armauflagen
- Untergestell aus beschichtetem Stahl
- 4 einzelgebremste, feststellbare Doppelrollen Ø 10 cm
- Maße Sitzfläche: 50 × 55 × 49 cm (B × H × T)
- Maße Gesamt: 63 × 126 × 82 cm (B × H × T)
- Liegefläche: 185 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



max. 150 kg

Jetzt im Preis gesenkt!
AB € 995,-
~~€ 1.290,-~~



Abb. ohne Rollen



Abb. zeigt Zubehörteile

Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Rollen	171077	995,00
mit Rollen	171078	1.150,00

Bringen Sie frische Frühlingsfarben in Ihre Praxis!

GREINER Polsterfarben compact

White	Mint	Cyan	Petrol
Lightgrey	Stone	Anthracite	Black
Beige	Brown	Mocca	Chocolate
Sky	Atoll	Navy	Purple
Citron	Orange	Rosso	Fuchsia

GREINER Polsterfarben premium

- Super weich und zugleich strapazierfähig
- Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

Aufpreis € 135,00

White	Lightgrey	Anthracite	Grass
Mocca	Chocolate	Citron	Carmin
Fuchsia	Aqua	Navy	Black

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	€
Infusionsstange mit Halter	120990	215,00
Schutzfolie für Beinauflage	120991	55,00
Blutabnahme Armauflage (für die Montage der Armauflage an der sita sind notwendig: Halter und Normschiene)	185066	195,00
Halter (1 Stück)	185067	95,00
Normschiene (1 Paar)	112731	135,00

Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben.

Lieferpauschale, Aufstellung, Inbetriebnahme und Entsorgung der Verpackung werden separat berechnet.

Viele weitere Zubehörteile auf Anfrage!

Machen Sie Ihre Praxiswelt bunt. Mit Qualität zum Dauerniedrigpreis!



450 m

AB € 19,90

Liegenpapier Tissue – 2-lagig

- Weiß, ungebleicht
 - 100% Recyclingmaterial
 - 50 m pro Rolle, auf 38 cm perforiert
- Karton mit 9 Rollen**

Größe	Best.-Nr.	€
39 cm	172313	19,90
50 cm	172314	24,50
55 cm	172315	26,50
59 cm	172316	27,90



1 Rolle

AB € 4,25

MedixPro P – Ärzterollen aus Tissue

- 2-lagiger Papierzellstoff
- Perforation: je 50 cm (100 Stück pro Rolle)
- Länge: 50 m

Packung mit 6 Rollen

Breite	Gelb	Blau	Lila	€
50 cm	119115	119113	119114	25,50
60 cm	119118	119116	119117	33,50

Lassen Sie sich von Ihrem Co-med Fachhändler beraten, welches Modell zu Ihren Anforderungen passt!



max. 200 kg

Jetzt AB € 160,- mieten!
(Laufzeit 48 Monate)

MUS 4000 V GYN


Untersuchungsstuhl für Gynäkologie und Urologie

- Elektromotorische Höhenverstellung (550 – 900 mm), Verstellung des Beckenteils bis 20° und Rückenteils bis 50° über Fußschalter
- Ergonomisch geformte Polsterteile
- Polsterstärke: 50 mm
- Sitzträger und Rückenrahmen aus poliertem Edelstahl
- Aluminiumguss-Sockel und Verkleidung der Säule pulverbeschichtet, weiß (RAL 9010)
- Papierrollenhalter (für Papierrollen bis 500 mm) am Rückenteil
- Auszieh-, neig- und abnehmbare Auffangschale aus Kunststoff
- Bodenausgleichsschrauben am Sockel
- Sichere Arbeitslast: 200 kg

Ausführung	Best.-Nr.	€
Modell 550-GYN	114698	6.990,00
Modell 570-GYN wie Modell 550, zusätzlich mit elektromotorischer Beinhalterverstellung bis zu 30°	114699	7.780,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an.



Zubehör	Best.-Nr.	€
1 Beinhalter nach Goepel aus ChrNiSt mit Haltegrifffunktion, Kunstlederbezug	117791	1.441,00
2 Fußplatten aus ChrNiSt mit Haltegrifffunktion, Kunstlederbezug	117792	1.296,00
3 Nackenpolster mit Magnetbefestigung	117790	164,00

*Fragen Sie Ihren ortsnahen Fachhändler!

Verbrauchsmaterial für Gynäkologie

€ 35,95
~~€ 39,90~~



Einmal-Vaginal-Spekula

- Transparent
- Farbcodierter Dorn aus Polyethylen
- Nicht länger als 60 Minuten verwenden
- EO sterilisiert
- Einzeln in Folie eingeschiegelt

Packung mit 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€
XXS (yellow)	119713	35,95
XS (white)	119714	35,95
S (blue)	119715	35,95
M (red)	119716	35,95
L (green)	119717	35,95

OP Set IUD-S Kit

- Steril verpackt
- Lieferumfang**
Je ein Einmal-Instrument: Uterussonde, Kugelzange, Fasszange, Schere
- Best.-Nr. 117957** € 9,95



AB € 9,95
~~€ 11,15~~

Gyn-Lys Gleitgel

- Hautverträglich pH-Wert 3,8–4,1
- Ölfrei, wasserlöslich
- Ohne chem. Konservierungsstoffe

Inhalt	Best.-Nr.	€
250-ml-Flasche	187565	9,95
500-ml-Flasche	119537	15,95
1-Liter-Flasche	187634	17,50



NEU!



Cytobrush Plus (steril)

- Zur Gewinnung von möglichst vielen intakten Zellen aus dem Endozervikalbereich
- Aus medizinischem Kunststoff mit Nylonbürste
- Ausführung Plus GT mit Führungskügelchen an der Spitze

Packung mit 40 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
Standard	122250	36,50
GT	122249	36,50

Medex Cytobrush (unsteril)

Packung mit 100 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Standard	157898	11,00
2 GT	119544	11,45





NUR € 15,95
~~€ 19,90~~

Best.-Nr. 125527

Falhandtücher

Fripa Plus – einlagig

Naturrell, aus 100% recyceltem Papier hergestellt

- V-Falz
- Maße: 25 x 23 cm

Karton mit 5000 Tüchern



Falttuchspender

Edelstahl, gebürstet (matt), für ca. 200 Blatt, Maße: 26,5 x 20,5 x 12 cm (B x H x T), geeignet für alle Falthandtücher, mit Zylinderschloss

Best.-Nr. 158367

€ 38,50

Mehrzwecktücher

zetBox® Labor- und Hygienetücher

Weiß, doppellagige Tücher, 21 x 22 cm, saugstark und ultrasoft, für sensible Anwendungsbereiche

Box mit 150 Tüchern
Best.-Nr. 172296

€ 0,99



1 Rolle

AB € 0,23



Fripa Basic Tissue Toilettenpapier

- Aus 100% Recycling
- Weiß mit Dekorprägung
- Rolle mit 250 Blatt (10 x 12 cm)

Packung mit 8 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	€
2-lagig	158363	1,85
3-lagig	153949	2,95



NUR € 2,50
~~€ 3,20~~

Best.-Nr. 128203

Fripa Wischfix

- Reißfeste, saugstarke, hochweiße Haushaltstücher aus 100% Zellstoff
- 3-lagig mit Dekorprägung
- Rolle mit 51 Blatt (26 x 24 cm)

Packung mit 4 Rollen



Multizell® Mehrzwecktücher, 3-lagig

Saugstarke, fusselfarme und nassfeste Tücher, 3-lagig, 27 x 33 cm

Karton mit 1000 Tüchern, unterverpackt 20 x 50
Best.-Nr. 153276

€ 19,50

Abfallbeutel Extrufix

Einzelrollen,

Rolle mit 24 Beuteln zu 30 Liter

Best.-Nr. 182399

€ 2,40

Müllbeutel (o. Abb.)

120 Liter, blau, 700 x 1100 x 0,05 mm

Karton mit 250 Beuteln

Best.-Nr. 125641

€ 29,50

Abfalleimer

- Mit 13 Liter Einsatz
- Pedalbedienung
- Weiß
- Maße: 27 x 41 cm (Ø x H)

Best.-Nr. 125214

€ 22,00



NUR € 22,-
~~€ 27,-~~

NEU!

Auffang- / Brechbeutel

- Einmal-Brechbeutel bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit usw.
- Farbe: weiß
- Set mit Spuckbeutel und Verschlussring

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 122215

€ 12,50



Zubehör

Spender für Auffangbeutel

Größe	Maße in cm (H x B x T)	Best.-Nr.	€
M – ca. 30 Beutel	22 x 13 x 14	122216	19,00
XL – ca. 65 Beutel	47 x 13 x 14	122217	19,00



Spirometrie – Einfach & Sicher

Die einzige Spirometrie-Lösung auf dem Markt, die dank der verwendeten TrueFlow™ Technologie ohne Kalibrierung und Wartung auskommt.



GRATIS dazu!
2 x Box mit je 50 Flow Tubes



1 EasyOne Air

EasyOne Air kann sowohl als PC-Spirometer, als auch im stand-alone Modus betrieben werden und liefert jederzeit zuverlässige und genaue Daten für eine präzise Diagnose.

- Sichere und einfache Bedienung dank farbigem Touch Screen
- TrueFlow™ Technologie garantiert genaue Messresultate, kalibrierungs- und wartungsfrei
- Ultra-hygienisch dank FlowTube™-Mundstück
- Datenaustausch via Bluetooth und USB
- Interface für GDT, HL7, XML zur einfachen Anbindung an Ihr Arztpraxen System – ohne Aufpreis
- Garantie: 3 Jahre

€ 1.750,-
~~€ 1.884,-~~
Best.-Nr. 122472

Lieferumfang:
EasyOne Air, Cradle, EasyOne Connect, EasyOne Flow Tubes, Nasenklemme, Kabel, Netzteil, Gebrauchsanweisung

(Laptop ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Zubehör

EasyOne Flow Tube	Best.-Nr.	€
Box mit 50 Stück, einzeln verpackt	120763	67,00
Box mit 200 Stück, einzeln verpackt	120764	244,00

(Tablet-PC ist nicht im Lieferumfang enthalten.)



Jetzt in allen EasyOne's integriert: **SPIROMETRIE 4.0**

- GLI-Sollwerte integriert
- RKI-Hygiene-Richtlinien konform
- Kalibrierungs- und wartungsfrei mit



GRATIS dazu!
1 x Box mit 50 Spiretten

2 Easy on-PC Spirometer

- Ergonomische Lösung für Spirometrie in allen Altersgruppen
- Robust und bedienungsfreundlich mit EasyOne Connect Software
- RKI-Hygiene-Richtlinien konform
- Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang:


ndd TrueFlow Messhandgriff, EasyOne Connect Software, Nasenklemme, Spiretten, Gebrauchsanweisung
Best.-Nr. 122473 **€ 1.170,00**

Zubehör

Spirette Standard	Best.-Nr.	€
Box mit 50 Stück, einzeln verpackt	291638	67,00
Box mit 500 Stück, einzeln verpackt	114234	424,00
Box mit 75 Stück, lose	293773	77,00
Box mit 500 Stück, lose	114235	408,00



Kinderanimation



Fletcher-Kurve

3 EasyOne Connect Software

- Für Easy on-PC und EasyOne Air
- NEU mit Z-Score für die optimale Verlaufskontrolle der Lungenfunktionswerte
- UND mit GLI Sollwerten – passend für jede Altersstufe von Kindern bis Senioren
- Interface für GDT, HL7, XML zur einfachen Anbindung an Ihr Arztpraxen System – Ohne Aufpreis!
- Plattform zur Verbindung aller ndd Geräte in einer Software – ohne zusätzliche Lizenzen!
- Intelligente Kinderanimationen für In- und Expiration
- Fletcher-Kurve zur überzeugenden Raucher-Entwöhnungs-Beratung



Notfalltasche medium mit Füllung „Klein“

NUR
€ **139,-**



Notfalltaschen

- Wasserabweisendes, strapazierfähiges Material
- Mit vielseitigen Fächern
- 1 Hauptfach mit fester Innenteilung
- 2 Seitenfächer mit robusten Reißverschlüssen
- Tragegriffe mit Klettverschluss
- 1 Schultergurt
- Weiße Reflexstreifen an allen Seiten

Notfallrucksack

- Wasserabweisendes, strapazierfähiges Material
- Wasserfestes Planenmaterial an der Unterseite
- 2 geteilte Hauptfächer mit robustem Reißverschluss
- 5 Modultaschen mit Haftklebstreifen zum Einkletten in der Tasche
- 1 Außentasche z.B. für Defibrillator, Intubationsbedarf oder Pulsoximetrie

Artikel (Leergewicht)	Maße (L x T x H) ohne Seitentaschen gemessen	Best.-Nr.	€
Tasche medium (950 g)	45 x 24 x 20 cm	294421	30,00
Tasche large (1500 g)	44 x 34 x 30 cm	294126	59,00
Rucksack (2010 g)	46 x 25 x 20 cm	294127	59,00


Notfallkoffer komplett

Bestehend aus:

- Notfallkoffer medi 70, silber
- Sauerstoffflasche 0,8 l mit **Restdruckventil**
- MEDoxy II Druckminderer, regulierbar von 0–15 l
- Res-Q-Vac Handabsaugpumpe
- Beatmungsbeutel Erwachsene PVC klar
- Silikonmasken, Größen 1, 3, 5
- Lister-Verbandschere 14 cm
- Anatomische Pinzette 14,5 cm
- Universal-Verbandschere
- Diagnostik-Kleinleuchte
- Magill-Zange 20 cm
- Peanklemme 14 cm
- Beißkeil
- Venenstauer
- Kontamed'chen
- Ampullenöffner
- Guedeltuben-Set Größen 00 bis 4
- Absaugkatheter-Set Erwachsene, Ch. 12, 16, 20 und Fingertip
- Sauerstoff-Set: 4 Stk. O2-Katheter Ch. 10, 1 Stk. O2-Brille, 1 Stk. Verbinder, 1 Stk. Schlauch
- Maße: ca. 52 x 44 x 20 cm (B x T x H)
- Gewicht: ca. 12 kg (gefüllt wie im Angebot)

€ 775,-
~~€ 795,-~~

Best.-Nr. 292452



- Ampullenleiste mit Gummilager
- Viele elastische Bänder
- Übersichtliche Aufteilung
- Stabiler bequemer Griff
- Abschließbare Schlösser
- Aluminiumrahmen
- Variable Rastereinteilung
- Platz für Katheter
- Stoßschutz

Füllung „Klein“:

- Guedel-Tubus Gr. 0 – 5
- Füllung für Verbandkasten DIN 13164
- Notfallklemme
- Ambu-Einweg-Beatmungsbeutel inkl. Maske Gr. 3, 4 und 5
- Diagnostikleuchte
- Fieberthermometer
- boso-Blutdruckmessgerät
- Stethoskop
- Kälte-Sofort-Kompresse 15 x 17 cm
- Venenstauer
- Beißkeil

Füllung „Groß“ enthält zusätzlich:

- Handabsaugpumpe
- Laryngoskop mit Spatel Gr. 0 – 4
- Emergency Kit mit Endotrachealtubus, Mandrin und Blockerspritze (Gr. 5.5, 6.5, 7.5, 8.5)
- Magillzange 20 cm, verchromt
- SET Infusion: Infusionssystem steril, Verschlusskappe, Venenverweilkatheter, Perfusionsbesteck
- SET Injektion: Hautdesinfektion, Ampullenöffner, Einmalspritzen/-kanülen

Nicht für Tasche medium geeignet!

Füllungen – Entscheiden Sie selbst!

Artikel	Best.-Nr.	€
Füllung „Klein“	294128	109,00
Füllung „Groß“ (passend für Tasche large & Rucksack)	294129	269,00

Finger-Pulsoximeter classic MX-100

- Mit LCD-Display zur Anzeige der Sauerstoffsättigung (SpO₂), Pulsrate (PR) und Pulsintensität (Balkenanzeige)
- Messbereich SpO₂: 70 - 100 % (±2 %)
- Messbereich Puls: 30 - 250 Schläge/Min. (±2 %)
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Geringer Stromverbrauch
- Automatische Abschaltung nach 8 Sek.
- Batteriezustandsanzeige - Lebensdauer ca. 30 Std. im Betrieb
- Maße: 5,5 x 3,2 x 3,4 cm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 50 g inkl. Batterien

Lieferumfang:

Gerät, Batterien (2 x Typ AAA), Trageschlaufe und Gebrauchsanweisung



€ 32,-
~~€ 39,-~~

Best.-Nr. 120753

Finger-Pulsoximeter PC-60B

- Scharfe Displayanzeige der Pulsrate und der Sauerstoffsättigung
- **Visuelle und akustische Alarmfunktion** bei der Pulsfrequenz (voreingestellt)
- Angenehmer Tragekomfort durch weiches Sensormaterial
- Automatische Ein- und Abschaltautomatik
- Betrieb bis zu 30 Stunden
- Gewicht: nur ca. 60 g
- 24 Monate Garantie

Lieferumfang:

Gerät, 2 Stück Batterien (AAA), Clip-Band zur Befestigung, Bedienungsanleitung



€ 42,-
~~€ 49,-~~

Best.-Nr. 114054