



ANGEBOTE

LUXAMED®

LuxaScope Auris LED Otoskop 2.5 V und Penlight LED-Diagnostikleuchte Black Edition

- **Otoskop:**
Helles, schattenfreies LED-Licht ohne Sichtfeld-Einschränkung
- Dimmbar für flexible Lichtanpassung
- Schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion für präzise Diagnostik
- Pneumatischer Test möglich zur Beurteilung der Trommelfellbeweglichkeit
- Wartungsfrei & langlebig ca. 100.000 Stunden

Diagnostikleuchte:

- Extrem helle Ausleuchtung (18.000 – 22.000 mcd) für präzises Arbeiten in kleinen und tiefen Bereichen
- Realistische Farbwiedergabe (ca. 7000 K Farbtemperatur) für klare, kontrastreiche Sicht
- Wartungsfrei und langlebig (ca. 100.000 Stunden)

Lieferumfang:

1 × Otoskop, 1 × Diagnostikleuchte, 20 × Einweg-Ohrtrichter (10 × 2,5 mm und 10 × 4,0 mm, grau), jeweils 2 × AAA Alkaline Batterien für das Otoskop und für die Diagnostikleuchte

Best.-Nr. 132441

~~€ 68,74~~ € 65,90

⊕ erweiterbar zum Black Edition Set



LuxaScope Sonus SXa Stethoskop Black Edition

- Exzellente Klangqualität über das gesamte Frequenzspektrum
- Bruststück aus Aluminium
- SOFTBUDS®-Ohrlöcher reduzieren Umgebungsgeräusche und verbessern die Hörleistung
- Leicht zu reinigen

Best.-Nr. 135197

~~€ 34,99~~ € 31,90

Zubehör

Einweg-Ohrtrichter aus Recyclingmaterial

- Kompatibel zu allen gängigen Modellen
- Fester Sitz auf dem Otoskop
- Hergestellt aus sortenreinem Polystyrol Recyclingmaterial, daher geruchlos und hautverträglich, biokompatibel
- Farbe: anthrazit



Größe	Anzahl	Best.-Nr.	€
2,5 mm	250 Stk.	129399	7,99
4,0 mm	250 Stk.	129400	7,99
2,5 mm	1000 Stk.	129401	24,85
4,0 mm	1000 Stk.	129402	24,85

MEDELO
MEDIZIN+TECHNIK

Ihre erste Adresse für Medizintechnik & Praxisbedarf!

Große Auswahl – Faire Preise – Qualifizierter Service

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Tel.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 -0 | Fax.: +49 (0)6 50 2 – 92 24 30

E-Mail: info@medelo-arztshop.de

BRAUN
 SHARING EXPERTISE

Vasco® Nitril light Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei, unsteril
- Hohe Griff-Sensitivität dank mikrogerauter Finger-Oberfläche
- Geprüft nach EN 455, AQL: < 1,5
- Farbe: lavendel

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.		€
XS	110808	5,99	5,49
S	110809	5,99	5,49
M	110810	5,99	5,49
L	110811	5,99	5,49
XL	Packung mit 90 Stück	5,99	5,49

LR People.Health.Care.

Sentina Azure Nitrile Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei
- Unsteril
- Geprüft nach EN 455, AQL: 1,5
- Farbe: blau

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.		€
XS	131934	4,89	3,89
S	131833	4,89	3,89
M	131832	4,89	3,89
L	131834	4,89	3,89
XL	131935	4,89	3,89

HARTMANN

2,98
~~3,99~~

Peha-soft® nitril blue Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei
- Unsteril
- Besonders hohes Tastempfinden
- Geprüft nach EN 455, AQL: 1,0
- Farbe: blau

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.		€
XS	130093	3,99	2,98
S	130094	3,99	2,98
M	130095	3,99	2,98
L	130096	3,99	2,98
XL	130097	3,99	2,98

Méditrade®

2,85
~~3,42~~
Nitril® 3000 Untersuchungshandschuhe

- Puder- und Latexfrei
- Unsteril
- Mikrogeraut
- Geprüft nach EN 455, AQL 1,5
- Farbe: weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.		€
XS	131248	3,42	2,85
S	114891	3,42	2,85
M	115634	3,42	2,85
L	115635	3,42	2,85
XL	115636	3,42	2,85

ANGEBOTE
Co-med
 ALLES FÜR IHRE PRAXIS

 Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.
 Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.


4,98
~~5,99~~
PEARL LINE
Untersuchungshandschuhe

- Puder- und latexfrei
- Unsteril
- Gutes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, sanft zur Haut
- Geprüft nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN 374, EN 420 und EN 455, AQL: 1,5
- In 16 ausdrucksstarken Farben

Packung mit 100 Stück

Größe						
Farbe	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	€
white	116594	116595	116596	116597	116598	4,98
blue	127315	122220	122221	122222	127166	4,98
cobalt	129062	121538	121536	122209	124250	4,98
black	116589	116590	116591	116592	116593	4,98
pink	116615	116616	116617	116618	–	4,98
violet	116599	116600	116612	116613	116614	4,98
red	116632	116633	116634	116635	116636	4,98
opal	116619	116620	116621	116622	129063	4,98

Größe						
Farbe	XS	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL	€
orange	128353	128354	128355	128356	128357	4,98
sapphire	116623	116624	116625	116626	116627	4,98
mint	116637	116638	116639	116640	116641	4,98
lime	123593	123594	122941	123595	123596	4,98
magenta	123591	123512	123513	123514	123592	4,98
yellow	123586	123587	123588	123589	123590	4,98
burgundy	–	131314	131315	131316	131317	4,98
green	–	131310	131311	131312	131313	4,98


Sentina® Ivory Latex-Untersuchungshandschuhe

- Puderfrei und unsteril
- Texturierte Fingerspitze
- Einfaches und schnelles Anziehen dank synthetischer Innenbeschichtung
- Geprüft nach EN 455, AQL: 1,5
- Farbe: weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	135400	4,80 4,59
S	135401	4,80 4,59
M	135402	4,80 4,59
L	135403	4,80 4,59
XL Packung mit 90 Stück	135404	4,80 4,59


Gentle Skin® compact+ Latex-Untersuchungshandschuhe

- Puderfrei
- Unsteril
- Mikrogeraut
- Geprüft nach EN 455, AQL: 1,5
- Farbe: weiß

Packung mit 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€
XS	124085	5,95 5,49
S	115637	5,95 5,49
M	121582	5,95 5,49
L	121581	5,95 5,49
XL	124086	5,95 5,49



Gentle Skin® Premium Med OP™ OP-Handschuhe

- Puderfrei, steril
- Anatomische Passform
- Mikrogeraut an den Fingern
- Links- und rechtshändig tragbar
- Geprüft nach EN 455, AQL: 0,65

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	129322	29,95 26,95
6	158662	29,95 26,95
6,5	158922	29,95 26,95
7	158923	29,95 26,95
7,5	158924	29,95 26,95
8	158918	29,95 26,95
8,5	113160	29,95 26,95
9	112895	29,95 26,95



Vasco® OP Sensitive Latex OP-Handschuhe

- Puderfrei, steril, weiß
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Anatomische Passform
- Mit Rollrand
- Innenbeschichtet für leichteres Anziehen
- Geprüft nach EN 455, AQL: 0,65

Packung mit 40 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	123946	36,13 34,99
6	125145	36,13 34,99
6,5	125146	36,13 34,99
7	125147	36,13 34,99
7,5	125148	36,13 34,99
8	125149	36,13 34,99
8,5	125150	36,13 34,99
9	155458	36,13 34,99



Sempermed® Supreme OP-Handschuhe

- Vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- Exzellentes Tastgefühl und sicherer Halt
- Mehrfach gewaschen und puderfrei, daher besonders hautfreundlich
- Patentierte Quick Don™ Innenbeschichtung für einfaches Anziehen
- Geprüft nach EN 455, AQL: 0,65

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	123711	43,24 37,99
6	156662	43,24 37,99
6,5	156253	43,24 37,99
7	156252	43,24 37,99
7,5	156251	43,24 37,99
8	156198	43,24 37,99
8,5	156197	43,24 37,99
9	156189	43,24 37,99



35,49
~~43,99~~



Peha®-taft Latex OP-Handschuhe

- Puderfrei, steril, weiß
- Leichtes Anziehen durch Polymer-Innenbeschichtung
- Veredelt und glatt, mikrogeraute Oberfläche für gute Griffigkeit
- Hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform
- Geprüft nach EN 455 und EN 374, AQL: 0,65
- Paarweise eingesiegelt

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	118524	43,99 35,49
6	118525	43,99 35,49
6,5	118526	43,99 35,49
7	155055	43,99 35,49
7,5	118528	43,99 35,49
8	118529	43,99 35,49
8,5	118530	43,99 35,49
9	118531	43,99 35,49

23,36
~~25,99~~



Peha®-basic Latex OP-Handschuhe

- Puderfrei unsteril, weiß
- Mikrorauhe Oberfläche
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Geprüft nach EN 455, AQL: 0,65

Packung mit 50 Paar

Größe	Best.-Nr.	€
5,5	118629	25,99 23,36
6	118630	25,99 23,36
6,5	118631	25,99 23,36
7	118632	25,99 23,36
7,5	118633	25,99 23,36
8	118634	25,99 23,36
8,5	118635	25,99 23,36
9	118636	25,99 23,36

ANGEBOTE

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheits-
datenblatt

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheits-
datenblatt

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233: Behälter dicht verschlossen halten.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheits-
datenblatt

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233: Behälter dicht verschlossen halten.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheits-
datenblatt

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233: Behälter dicht verschlossen halten.
P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501: Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen.



HARTMANN

Flasche mit 500 ml

3,69

4,19

Best.-Nr. 119393

Sterillium® classic pure Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend, geeignet für empfindliche Haut
- Farb- und parfümfrei
- Wirkspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS RKI (A/begrenzt viruzid) gelistet

Inhalt	Best.-Nr.	€
100 ml	119392	1,54 1,49
1000 ml	119394	7,59 6,99



Flasche mit 500 ml

3,69

5,69

Best.-Nr. 112605

Sterillium® med Händedesinfektion

- Hygien. Händedesinfektion: 30 Sek., chirurg. Händedesinfektion 1,5 Min.
- Viruzid innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- Hohe Hautverträglichkeit durch bewährten Hautpflegekomplex
- Farbstoff- und parfümfrei
- Wirkspektrum: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Inhalt	Best.-Nr.	€
100 ml	114763	1,99 1,49
1000 ml	114471	9,59 8,95



schülke +

Flasche mit 500 ml

3,69

4,49

Best.-Nr. 127177

desderman® Händedesinfektion

- Breites Wirkspektrum inklusive viruzid gemäß EN 14476
- Gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem
- Frei von remanenten Wirkstoffen
- RKI-Liste gemäß §18 IfSG

Inhalt	Best.-Nr.	€
100 ml	128320	2,69 2,19
1000 ml	158947	8,29 7,98
1000 ml Euroflasche	128252	8,95 8,39



Bacilloi® 30 Sensitive Green Tissues Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Schnell-Desinfektionstücher für alle Flächen sowie sensible Oberflächen wie Polycarbonat (PC), Acrylglas (PMMA) und Polysulfon
- Wirksamkeit nach 1 Minute gegen Bakterien und begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Verschleißbarer Deckel für sichere Haltbarkeit
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei, für Allergiker geeignet nach ECARF-Zertifizierung
- Hochwertiges, reißfestes Vlies
- 100 % plastikfreie Tücher, besonders materialschonend
- BAuA-Registriernummer: N-90342 und N-90344
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen

Größe	Anzahl	Best.-Nr.		€
17 × 20 cm	120 Tücher	130038	11,95	9,35
20 × 30 cm, XL	80 Tücher	130906	18,43	12,99



Aus nachwachsenden
Rohstoffen, 100 %
plastikfreie Tücher



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheits-
datenblatt

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Signalwort: Achtung

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501: Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.



Meliseptol® Wipes sensitive Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen
- Getränkt mit Meliseptol® Foam pure
- Aldehyd- und aminfrei, farbstoff- und parfümfrei
- Bakterizid (inkl. MRSA, TbB), levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV), Rota-, Noro-, Polyoma-/Papillomaviren
- BAuA-Registriernummer: N-45019 und N-45020
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: 18 × 20 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 120443

~~€ 10,99~~ € 8,49



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenpiktogramme:



Sicherheits-
datenblatt

Gefahrenhinweise:

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Signalwort: Gefahr

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P260: Dampf nicht einatmen.

P280: Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

P501: Inhalt und Behälter einer anerkannten Abfallsorgung zuführen.



Flow Wipes free Schnell-Desinfektionstücher

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung bei nicht-invasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art
- Geeignet zur Desinfektion für Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen
- Aldehyd-, phenol- und parfümfrei
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid gem. EN 14476 (inkl. HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Papova-/SV40-Viren
- BAuA-Registriernummer: N-92978
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen
- Tuchmaß: ca. 20 × 22 cm

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 129321

~~€ 6,15~~ € 5,55



5,55

~~6,15~~



Warnhinweise und Sicherheitsinformationen.

Gefahrenhinweise:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Kein Signalwort

Sicherheitshinweise:

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Sicherheits-
datenblatt

ANGEBOTE



Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer.
Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.

gigasept® powerSET3 Wischaufbereitung

- Manuelle Aufbereitung von transvaginalen und transrektalen Ultraschallsonden und Endoskopen ohne Lumen
- Drei aufeinander abgestimmte gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung, Desinfektion und Nachreinigung von empfindlichen Medizinprodukten
- Wirkspektrum: bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid gegen C. difficile in nur 5 Minuten
- Großes Tuchformat (20 × 20 cm)
- Boxbeschichtung mit antimikrobiellem Lack zur Vermeidung einer Kreuzkontamination

Packing mit 3 Dosen à 30 Tücher

Best.-Nr. 129580

€ 132,87 € 119,00



Helipur H plus N und Helizyme sollten bei der Instrumentenaufbereitung zusammen verwendet werden.

**Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für Helipur H plus N.****Gefahrenpiktogramme:**

Sicherheitsdatenblatt

Gefahrenhinweise:

H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Signalwort: Gefahr
Sicherheitshinweise:
P260: Nebel nicht einatmen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.
P501: Inhalt und Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

**Helizyme® Instrumentenreiniger**

- Zur manuellen und halbautomatischen Vorreinigung von starren und flexiblen Endoskopen und thermolabilen und thermostabilen Materialien
- Hervorragendes Lösevermögen von Proteinen und Lipiden
- PH-neutral und besonders materialschonend
- Im Ultraschallbad einsetzbar

Flasche mit 1000 ml

Best.-Nr. 155419

€ 27,48 € 24,99

**Helipur® H plus N Instrumentendesinfektion**

- Desinfektion von thermolabilen Materialien
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Frei von Formaldehyd
- Wirkungsspektrum: Bakterien (inkl. MRSA, Tb und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Im Ultraschallbad einsetzbar

Flasche mit 1000 ml

Best.-Nr. 113578

€ 18,99 € 17,64

AB 2,99



* 2 ml bis auf 3 ml aufziehbar

ECOJECT® Einmalspritzen, 2-teilig

- Mit Luer-Ansatz
- Hochtransparenter Zylinder und präzise ablesbare Skala für gute Sichtbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp für ein problemloses Aufziehen
- PVC-frei
- Nach EN ISO 7886-1 gefertigt
- Einzeln steril verpackt

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€	
2 ml *	100 Stück	115001	3,06	2,99
5 ml	100 Stück	115002	5,08	4,39
10 ml	100 Stück	115003	7,69	6,49
20 ml	80 Stück	115004	10,06	7,99

**Injekt® Einmalspritzen, 2-teilig**

- Mit Luer-Ansatz
- Hochtransparenter Zylinder mit gut lesbarer ml-Graduierung
- Latex-, PVC-, DEHP- und Bisphenol A-frei
- Nach EN ISO 7886-1 gefertigt
- Einzeln steril verpackt

Inhalt	Anzahl	Best.-Nr.	€	
2 ml zentrisch	100 Stück	115101	3,40	3,19
5 ml zentrisch	100 Stück	115102	5,01	4,74
10 ml exzentrisch	100 Stück	115103	7,27	6,94
20 ml exzentrisch	100 Stück	115104	10,99	10,47

Zubehör**Alkoholtupfer weiß**

- Gebrauchsfertig
- Sehr reißfest und strapazierfähig
- Tuchmaß: 6 × 3 cm

Packing mit 100 Stück

Best.-Nr. 127552 € 2,45 € 1,20



Rollicel® Liegenabdeckung, 2-lagig

- Sehr saugfähig
- Unbeschichtet
- Auf 38 cm perforiert
- Farbe: weiß
- 50 m pro Rolle

ab **26,48**
~~28,96~~

Karton mit 9 Rollen

Rollenbreite	Best.-Nr.		€
39 cm	128238	28,96	26,48
50 cm	127282	40,45	32,67
55 cm	128239	41,83	34,82
59 cm	128240	44,09	37,92



zetBox® Mehrzwecktücher

- 2-lagige Hygienetücher
- Saugstark und extra weich
- Farbe: weiß
- Tuchmaß: 22 × 21 cm

Packung mit 150 Stück

Best.-Nr. 172296

~~€ 2,15~~ € 1,59



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



Kimtech Science™ Labor- und Präzisionstücher

- Fusselarm, saugfähig
- Weich
- Chemisch neutral
- Für sensible Oberflächen (Linsen, Objektträger), Tuchformat 20,5 × 20 cm
- Farbe: weiß

Box mit 200 Tüchern

Best.-Nr. 119048

~~€ 5,01~~ € 4,85



Basic Tissue Toilettenpapier

- Weiches, feines Tissue-Papier
- Weiß mit Blumen-Dekorprägung
- Umweltfreundliche Recyclingqualität RAL-UZ 5
- Rolle mit 250 Blatt (10 × 12 cm)

Packung mit 8 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.		€
2-lagig	158363	€ 3,68	2,99
3-lagig	153949	€ 5,25	4,39



Küchenrolle, 3-lagig

- Tuchmaß: 23 × 23 cm

Packung mit 6 Rollen

Best.-Nr. 131748

~~€ 5,29~~ € 4,59

ANGEBOTE



Einmal-Fadenzieh-Set

- Zum Entfernen von Wundnähten und zur Wundreinigung

Bestehend aus: 1 × Mullkompressen 5 × 5 cm, 8-fach,

1 × Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm,

1 × Fadenziehmesser mit Kunststoff-Handgriff

Set mit 15 Stück

Best.-Nr. 118676

~~€ 30,19~~ € 25,94



IVOM-Basic Set

Bestehend aus:

Schutzunterlage 60 × 60 cm, 2lg.,

2 × Mullkompressen 7,5 × 7,5 cm, 8-fach,

3 × Wattestäbchen Kunstst., Kopf klein,

Lidsperre geschlossen, groß,

Augentuch 40 × 50 cm, Inzisionsfolie

Set mit 75 Stück

Best.-Nr. 135396

~~€ 357,00~~ € 199,00



Komplett-Set

IVOM Comfort mit mehr

Inhalt – hier bestellen.



Herenz Einmal-Pinzette

- Formstabil und bruchstabil
- Ergonomisch geformt
- Transparent
- Einzeln steril verpackt, Länge: 12 cm

Set mit 50 Stück

Best.-Nr. 131599

~~€ 11,30~~ € 10,28



Urinprobenbecher mit Schraubverschluss

- Inhalt: 150 ml, graduert
- Farbe Schraubverschluss: grün
- Material Becher: Polypropylen

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 132445

~~€ 6,49~~ € 5,39



Suavel® Protec OP-Maske Typ II

- Fester Sitz beim Tragen
- Hoher Tragekomfort dank elastischer Ohrschlaufen
- 3-lagig, Farbe: blau
- Nach EN 14683 hergestellt

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 124709

~~€ 2,26~~ € 1,92



Foliodress® Mask Comfort Perfect OP-Maske Typ II

- Spezieller Micro-Keimfilter für freies Atmen bei hoher Filterleistung
- Hypoallergener, weicher & geschmeidiger Vliesstoff, ultraschallverschweißte Bänder
- Mit integriertem, formbarem Nasenbügel für einen sicheren Sitz
- Geruchsneutral, naturlatexfrei und strapazierfähig
- Farbe: grün, nach EN 14683:2014 hergestellt

Packung mit 50 Stück

Best.-Nr. 180221

~~€ 8,48~~ € 5,95

AFIAS-Systeme

Noch vielseitiger –
für Ihre Anforderungen

Jetzt die
neuen AFIAS-
Parameter
entdecken



Verfügbare Parameter im Überblick

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ■ Covid-19/Flu A+B/
RSVAg | ■ Troponin I Plus |
| ■ CRP | ■ Troponin T |
| ■ D-Dimer | ■ TSH Plus |
| ■ Ferritin | ■ Vitamin D Neo |
| ■ Freies PSA | |
| ■ IL-6 | |
| ■ NT-proBNP | |
| ■ PCT | |
| ■ PSA Neo | |
| ■ Testosteron | |
| ■ Total β hCG | |

JETZT NEU!

- AFP
- CEA
- Cortisol
- Myoglobin Neo
- T3
- T4

Schnelligkeit trifft auf Präzision – und das direkt vor Ort. Mit den AFIAS-Systemen erleben Sie Diagnostik auf einem ganz neuen Level!

Kompakt, flexibel und zuverlässig – die Systeme bieten Ihnen maximale Effizienz und Ergebnisse, denen Sie vertrauen können. Dank intuitiver Bedienung und innovativer Funktionen passen sich die Prozesse exakt Ihren Anforderungen an. Mit den neuen Parametern eröffnen sich Ihnen noch mehr Möglichkeiten für höchste Präzision und Flexibilität.



Hitado BTastat® Blasenkrebs Schnelltest

- Qualitativer, immunchromatographischer Nachweis des Blasen-tumor-Antigens im Urin mithilfe monoklonaler Antikörper durch Farbreaktion
- Zuverlässige Ergebnisse in nur 5 – 10 Minuten
- Nur 3 Tropfen Urin für die Testdurchführung notwendig

Packung mit 10 Testkassetten

Best.-Nr. 124177

~~€ 132,00~~ € 129,00



Hitado Troponin I Schnelltest

- Qualitative Bestimmung von kardialen Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut
- Geringes Probenvolumen: 80 µL
- Testergebnis nach 15 Minuten
- Hohe Sensitivität und Spezifität zur zuverlässigen Erkennung von Herzmuskelschäden

Packung mit 10 Testkassetten

Best.-Nr. 124172

~~€ 39,90~~ € 33,90



Hitado Strep A Schnelltest

- Qualitativer Nachweis von Streptococcus pyogenes (Gruppe A) aus Rachenabstrichen
- Schnelles Ergebnis in wenigen Minuten
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Integrierte Verfahrenskontrolle

Packung mit 20 Testkassetten

Best.-Nr. 132356

~~€ 31,90~~ € 28,90



HITADO
Ein Unternehmen der Sysmex Gruppe

NEU!

Hitado Chlamydia trachomatis Schnelltest

- Qualitativer, immunchromatographischer Nachweis
- Zuverlässige Ergebnisse in nur 10 Minuten
- Schnelles & einfaches Handling in wenigen Schritten
- Bei Raumtemperatur lagerbar
- Integrierte Verfahrenskontrolle bei jeder Testkassette

Packung mit 20 Testkassetten

Best.-Nr. 135507

~~€ 41,00~~ € 39,49



HITADO hCG combo Schnelltest

- Qualitativer Nachweis von humanem Chorion-Gonadotropin (hCG) in Urin- oder Serumproben
- Schnelles Ergebnis nach 3 Minuten (Urin) bzw. 5 Minuten (Serum)
- Einfache Handhabung / geringes Probenvolumen:
Nur 3 Tropfen (~100 µl) in die Probenvertiefung geben
- Quantimetrix Urinteststreifenkontrolle als standardisierte externe Qualitätskontrolle möglich

Packung mit 25 Testkassetten

Best.-Nr. 135508

~~€ 19,90~~ € 15,90



Hitado CRP 10-60 Schnelltest

- Schneller chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma
- Zuverlässige Ergebnisse in nur 5 Minuten
- Vereinfachter Arbeitsablauf mit vorgefülltem Pufferröhrchen
- Integrierte Verfahrenskontrolle

Packung mit 10 Stück

Best.-Nr. 124174

~~€ 31,90~~ € 28,90

www.co-med.de



Bestellen Sie Praxisbedarf, Sprechstundenbedarf und Medizintechnik komfortabel online!

✓ Alles für Ihre Praxis!


- Über 20.000 Produkte
- Topseller, Aktionen und Neuheiten auf einen Blick

✓ Komfortables Einkaufserlebnis

- Intelligente Produktsuche
- Individuelle Bestelllisten für häufig benötigte Produkte

✓ Buchbare Serviceleistungen

- Buchen Sie Einweisungen, Installationen und weitere Serviceleistungen bei Ihrer Bestellung unverbindlich mit



Jetzt mehr über
unsere Service erfahren




Co-med SmartOrder App

Barcode scannen und Praxisbedarf (nach-) bestellen!

- ✓ Ihr neuer mobiler Begleiter mit bewährten Funktionen
- ✓ Schneller und einfacher bestellen mit der Scanfunktion
- ✓ Immer verfügbar und sicher in der Abwicklung



Jetzt kostenlos downloaden und ausprobieren




Hinweis

Für die Nutzung der App benötigen Sie zunächst ein Kundenkonto. Registrieren Sie sich unter www.co-med.de/konto-eroeffnen Danach können Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in der App anmelden.

Ihr qualifizierter Partner, wenn es um professionelle Ultraschall-Lösungen geht, bietet Ihnen:

SAMSUNG Ultraschall-Systeme – Innovation für Ihre Diagnosesicherheit



Profitieren Sie von vielen nützlichen Software-Optionen, dem Einsatz Künstlicher Intelligenz, ehrlicher Beratung, fairen Preisen und unserem gewohnt schnellen Service.

Vorführung in unserem Ausstellungs- und Vertriebszentrum, sowie Probestellung in Ihrer Praxis sind nach Terminabsprache möglich.

Testen Sie uns.

Fordern Sie Ihr gerne Ihr persönliches Prospekt und Angebot unter +49 [0] 65 02 – 92 24 0 oder: kontakt@medelo-arztshop.de an.

MEDELO Michael Longen e.K. | 54344 Kenn | Im Gewerbegebiet 34

Fragen Sie uns gerne auch nach günstigen Vorführ- und Gebrauch-Systemen

LUXAMED®



LuxaScope Auris CCT LED 2.5 V Otoskop

- Einzigartige Beleuchtung: CCT-Technology LED Ring mit 2 × 4 LEDs (konzentrisch) ermöglicht die otoskopische Untersuchung mit warmweißem sowie kaltweißem Licht (umschaltbar mit einem Knopfdruck)
- Schwenkbare 3-fach Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K

Lieferumfang:

CCT Otoskop, 20 × Einweg-Ohrtrichter (10 × 2.5 mm und 10 × 4.0 mm, grau), 2 × AAA Alkaline Batterien

Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	129011	96,49 79,00
blau	129012	96,49 79,00
grau	129013	96,49 79,00
weiß	129014	96,49 79,00

LuxaScope LED 2,5 V KIDS Dermatoskop

- LED-Ring mit 6 LEDs für randscharfes, homogenes Licht
- Stufenloser 10-fach-Zoom für detailreiches Bild
- Abnehmbare Kontaktscheibe für einfache hygienische Reinigung
- Dimmbar mit Abschaltautomatik
- Wartungsfrei durch langlebige LEDs

Lieferumfang:

LuxaScope Dermatoskop, Kontaktscheibe (mit oder ohne Skala), 2 × AAA Alkaline Batterien



Ausführung	Best.-Nr.	€
ohne Skala	135388	236,30 169,00
mit Skala	135389	241,60 175,00

Reflexhammer nach Buck KIDS

- Reflexhammer aus Aluminium
- Optimale Gewichtsverteilung
- Neurologische Tastspitze
- Länge: 180 mm
- Gewicht: 90 g
- Aus hygienischen Gründen ohne Pinsel

Best.-Nr. 135390

€ 30,20 € 21,99



LuxaScope Auris LED 2.5 V KIDS Otoskop

- Helles, schattenfreies LED-Licht für optimale Sicht in den Gehörgang
- Dimmbar
- 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion und Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- Kindgerechtes Design

Lieferumfang:

Otoskop, 20 × Einweg-Ohrtrichter (10 × 2.5 mm und 10 × 4.0 mm, grau), 2 × AAA Alkaline Batterien

Best.-Nr. 129077

€ 69,99 € 64,99



LED-Diagnostikleuchte KIDS

- Robustes Gehäuse aus hochwertigem ABS
- Leichtgewicht 31,5 g
- Langlebiges Leuchtmittel (ca. 100.000h)
- Präzise Beleuchtung durch hohe Lichtstärke (18.000 – 22.000 mcd)
- Kaltes Licht für detailgetreue Diagnostik bei Kindern (ca. 7000 Kelvin)

Lieferumfang:

Diagnostikleuchte inkl. 2 × AAA Alkaline-Batterien

Best.-Nr. 135509

€ 14,80 € 11,60



OXYFROG® KIDS Pulsoximeter

- Anzeige von SpO₂, Pulsfrequenz als Balkendiagramm und Plethysmogramm
- Drehbarer LCD-Bildschirm mit einstellbarem Anzeigemodus und Helligkeit
- Auto-Off nach 5 Sekunden
- Robustes Gehäuse
- Geeignet für Gewicht von 10 – 40 kg

Lieferumfang:

Oxyfrog Kinder-Pulsoximeter, Handgelenkband, Tragetasche inkl. 2 × AAA (LR03) Alkaline-Batterien

Best.-Nr. 131894

€ 32,90 € 29,90



ANGEBOTE



**BOSCH
+SOHN** **boso**
GERMANY



AKTIONSPAKET:

TM-2450 Langzeitblutdruckmessgerät

inkl. XL-Manschette plus Co-med clinicus II „Jubiläumsmodell“

boso TM-2450:

- Individualisierbare Intervallzeiten sowie Beginn und Ende von Tag-/Nachtmodus
- Frequenz der Blutdruckmessung anpassbar
- Standardmäßig in der Wachphase alle 15 Minuten, in der Schlafphase alle 30 Minuten
- Oszillometrische Messmethode
- Angenehmes Tragen dank optimierter Tasche mit Trageriemen und Gurt
- 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm)

Co-med clinicus II „Jubiläumsmodell“:

- Mit Shock-Protection
- Überdrucksicheres Manometer mit großer Skala Ø 60 mm
- Seitlicher Schlauchanschluss
- Standard-Klettenmanschette (Größe M, Armumfang 22-32 cm)

Standard-Lieferumfang (TM-2450):

boso TM-2450, Transport-Koffer, Akku-Ladegerät, 2 × Akku-Sätze mit je 2 Akkus (ein Satz bereits im Gerät eingelegt), 2 Manschetten (Gr. M 20 – 31 cm, Gr. L 28 – 38 cm), Hüfttasche, Software boso profil-manager XD, USB-Verbindungs-kabel, Gebrauchsanweisung

Best.-Nr. 135481

€ 1.346,62 € 1.179,00



GRATIS dazu:

- XL-Manschette (36-50 cm) für TM-2450 24-h Langzeit-Blutdruckmessgerät
- Co-med clinicus II Hand-Blutdruckmessgerät „Jubiläumsmodell“ mit Armmanschette Größe M



Der Monitor ist nicht
Leistungsbestandteil.



AMEDTEC
Medizintechnik Aue GmbH

Spirostik Blueflow PC-Spirometer

- Spirometrie einfach, hygienisch und sicher
- Extrem kleiner Totraum, geeignet für Messungen bei Kleinkindern
- Kalibrierte Einmal-Flusssensoren mit anatomisch geformtem Mundstück
- BLUE CHERRY® Softwarepaket für automatische Messabläufe und Qualitätskontrolle nach ATS/ERS Standard

Lieferumfang:

PC Spirometer inkl. Blue Cherry® Software-Paket, Schlauchsatz und 3 Stück Blueflow Set

Best.-Nr. 135152

€ 990,00 € 977,00

Zubehör



Blueflow Set, Einmalsensor für Spirostik Blueflow
Packing mit 100 Stück

Best.-Nr. 130987

€ 145,00



AKTIONSPAKET:
**iPAD CU-SP1 Defibrillator
(Halbautomat / Vollautomat)**

- Automatische oder halbautomatische Schockabgabe
- Einfache und intuitive Anwendung mit klaren, deutschsprachigen Sprachanweisungen und Symbolen
- Übersichtliche LCD-Statusanzeige (Funktions-, Batterie- und Elektrodenstatus)
- Kindermodus integriert, durch Umlegen eines Schalters
- Adaptive Lautstärke
- Artefakte- und CPR-Erkennung
- Speicherung von Einsatzdaten, wichtig für Qualitätssicherung und Nachbereitung
- Tägliche, wöchentliche und monatliche Selbsttests
- Datenübertragung via SD-Karte oder Infrarotschnittstelle
- 8 Jahre Garantie auf das Gerät

Standard-Lieferumfang:

iPAD CU-SP1, Tragetasche, Long Life Batterie (Standby 5 Jahre), Defibrillationselektroden (1 Paar) für Erwachsene

Ausführung	Best.-Nr.	€
1 Halbautomat	128731	1.281,25 1.099,00
2 Vollautomat	128892	1.281,25 1.099,00


1

2


Lieferpauschale, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und Produktanweisung werden separat berechnet.

1.099,-
~~1.281,25~~

GRATIS dazu:

- **3** Defibrillationselektroden für Kinder
- **4** 2 × AED-Hinweisaukleber
- **5** Defi-Safe-Set (2 Paar Einweg-Handschuhe, 1 Erste-Hilfe-Kleiderschere, 1 Einmal-Rasierer, 2 Alkohol Reinigungspads, 1 Verbandtuch, 1 Beatmungstuch für eine hygienische Atemspende)


3

4

5

3M™ Littmann® Classic III Stethoskop

- Dual-Frequency-Membranen auf beiden Bruststückseiten
- Zweiseitiges Bruststück: Mit großer Membran für Erwachsene und kleiner Membran für Kinder
- Soft-Sealing-Ohrlöcher für eine gute Abdichtung des Ohres, komfortabel auch über längere Tragezeiten
- Einfache Reinigung dank glatter, einteiliger Membran
- Schlauchmaterial ohne Naturkautschuklatex und Phthalate
- Hohe Beständigkeit gegen Hautöle und Alkohol
- Länge: 69 cm
- Gewicht: 150 g (Bruststück: 82 g)
- Membran: Ø 3,3/4,3 cm
- 5 Jahre Garantie



Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	118475	99,90 91,55
marineblau	118476	99,90 91,55
burgund	118477	99,90 91,55
lavendel	123507	99,90 91,55
perlmutter/pink	123530	99,90 91,55
zitronengelb	128828	99,90 91,55
karibikblau	120773	99,90 91,55
türkis	120774	99,90 91,55


**3M™ Littmann®
Cardiology IV™ Stethoskop**

- Verbesserte Hörbarkeit hochfrequenter Geräusche
- Einstellbares, zweiseitiges Bruststück aus Edelstahl
- Dual-Frequency-Membran für schnelle Frequenzwechsel
- Ergonomisches Design mit Kälteschutzring
- Integriertes Doppelschlauchsystem für optimale Klangübertragung
- Weiche Versiegelungs-Ohrlöcher für hohen Tragekomfort
- Schlauchmaterial ohne Weichmacher, kein Naturkautschuklatex
- Gesamtlänge: 69 cm, Membran: Ø 3,3/4,3 cm
- Gewicht: 177 g (Bruststück: 87 g)
- Garantie: 7 Jahre



Farbe	Best.-Nr.	€
schwarz	120461	193,99 188,27
marineblau	121459	193,99 188,27
dunkelgrün	121460	193,99 188,27
pflaume	121461	193,99 188,27
himbeerrot	121463	195,00 188,27
regenbogen	131163	277,60 213,37


ANGEBOTE



PAKET: Untersuchungsliege und Drehhocker

Untersuchungsliege:

- Polster: 2-teilig, Stärke: 50 mm
- Polster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Nivellierfüße
- Kopfteilverstellung +40°
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 1950 × 650 × 680 mm (L × B × H)

Polsterfarben

- Strapazierfähig, elastisch, mit glatter Oberfläche

weiß - 101	grau - 102	blau - 103	schwarz - 104
---------------	---------------	---------------	------------------

Drehhocker:

- Sitz kunstlederbezogen
- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz, Säule verchromt
- Gebremste Doppelrollen (weiche Rollen für harte Böden)
- Höhenverstellbar durch Gasfeder 500 – 690 mm
- Handringauslöser
- Hocker serienmäßig mit weichen Rollen für harte Böden
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Lieferumfang:

Untersuchungsliege und Drehhocker (zur Selbstmontage)

Best.-Nr. 112489-XXX

€ 526,00 € 519,00

Bitte hängen Sie bei Bestellung des Pakets (Untersuchungsliege und Drehhocker) und des einzelnen Drehhockers jeweils die Polster-Farbnr. an die Best.-Nr. an.



Drehhocker

- Sitz kunstlederbezogen
- 5-strahliger Kunststoff-Fuß schwarz, Säule verchromt (RAL9005)
- Gebremste Doppelrollen (weiche Rollen für harte Böden)
- Höhenverstellbar durch Gasfeder 500 – 690 mm
- Handringauslöser
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

Best.-Nr. 112493-xxx

€ 198,00 € 187,00



Blutentnahmestuhl

- Sitz, Rücken und Armlehnen kunstlederbezogen in schwarz
- Gestell Vierkantrrohr, weißaluminium RAL 9006
- Sichere Arbeitslast: 225 kg
- Maße: 645 × 865 × 455 mm (B × H × T)

Best.-Nr. 160683

€ 423,00 € 415,00

AKTIONSPAKET: MULTILINE NEXT IT Therapieliege + Arbeitshocker

Therapieliege:

- Stufenlos motorisch verstellbare Rücken-, Sitz- und Beinauflage
- Drei bzw. vier synchronisierte Motoren für gleichmäßige, effiziente Bewegung
- Beinteil mit 90° Neigung erleichtert Ein- und Ausstieg, optimal für kleine Räume
- Ergonomischer Sitz- und Liegekomfort (Sitz, Relaxposition, Bettlage, Trendelenburg)
- Mit vier einzelgebremsten, feststellbaren Doppelrollen (Ø 100 mm)
- Zusätzlich bei Modell mit 4 Motoren: Ausklappbare Fußstütze und Zentralarretierung

Arbeitshocker:

- Höhenverstellbar 57 – 76 cm mit Ring-Handauslösung
- Mit verchromter Säule
- Sitzpolster Ø 36 cm
- Mit gebremsten Sicherheitsrollen

Ausführung	Best.-Nr.		€
3 Motoren compact Polsterfarbe und Arbeitshocker	135420	2.759,00	2.540,00
3 Motoren premium Polsterfarbe und Arbeitshocker	135421	2.861,00	2.642,00
4 Motoren compact Polsterfarbe und Arbeitshocker	135422	3.719,00	3.500,00
4 Motoren premium Polsterfarbe und Arbeitshocker	135423	3.821,00	3.599,00



GRATIS dazu:

- Hocker in der gewünschten Polsterfarbe



max. 220 kg



Abbildung zeigt:
MULTILINE NEXT IT mit optionalem Zubehör

GREINER Polsterfarben compact

White	Mint	Cyan	Petrol
Stone	Anthracite	Black	Beige
Sky	Atoll	Navy	Purple
Fuchsia	Rosso	Brown	Lightgrey

GREINER Polsterfarben premium

Super weich und zugleich strapazierfähig

Abriebfestigkeit nach Martindale > 300.000 Zyklen

White	Lightgrey	Anthracite	Grass	Mocca	Stone
Carmin	Aqua	Navy	Black	Limelight	Chocolate

Weitere Farben und Zubehör auf Anfrage. Gewünschte Polsterart und -farbe bei Bestellung bitte angeben. Sofern keine abweichenden Angaben zur Polsterfarbe des Hockers gemacht werden, fertigen wir die IT-Liege und den Hocker in derselben Farbe an.



Perfection Medikamentenkühlschränke

- Sichere Temperaturführung mit Sicherheitsthermostat und Lichtalarm bei Abweichungen
- Zuverlässige Überwachung: Min./Max.-Temperaturanzeige im Display und integrierter Alarm bei Stromausfall (optisch/akustisch)
- Moderne Konnektivität: Integrierte WiFi-/LAN-Schnittstelle für Fernüberwachung und elektronische Schlosssteuerung
- DIN-13277-konforme Sicherheit bei leiser, effizienter Betriebsweise (49 dB(A))

ab **1.549,-**
~~1.814,60~~



Modell	Nutzzinhalt	Außenmaße B × T × H mm	Best.-Nr.	€	
1 HMTvh 1501	102 Liter	597 × 605 × 820	131335	1.814,60	1.549,00
2 HMTvh 1511 *H63, mit Isolierglastür	82 Liter	597 × 605 × 820	131336	2.223,49	2.115,00
3 HMFvh 4001	295 Liter	597 × 654 × 1884	128789	2.658,95	2.439,00
4 HMFvh 4011 *H63, mit Isolierglastür	235 Liter	597 × 654 × 1884	129283	4.079,48	3.789,00

* H63 mit Apotheker-Schubladen



Interessieren Sie sich für das SmartMonitoring?
Ihr ortsnahe Co-med Fachhändler berät Sie gern.

Maximale Sicherheit und Entlastung mit SmartMonitoring

Die Kombination aus professionellem LIEBHERR-Gerät und intelligenter SmartMonitoring-Software gewährt sensiblen Substanzen optimalen Schutz. Die cloudbasierte Lösung kontrolliert und dokumentiert rund um die Uhr die Temperaturkonstanz und alarmiert umgehend bei Abweichungen. Probleme zu verhindern, bevor sie entstehen – das ist die Definition von maximaler Sicherheit.

Vorteile der digitalen Lösung

- Optimaler Schutz Ihres wertvollen Guts
- Erfüllung der Nachweispflicht
- Vorbeugung vor Schäden und Qualitätseinbußen
- Mehr Zeit für Wesentliches

Jetzt Kostenlose Probe-Lizenz sichern

Beim Kauf eines neuen LIEBHERR-Laborkühlgeräts können Sie **SmartMonitoring 6 Monate kostenfrei einsetzen**. Die Lizenz umfasst alle Basisfunktionen und wird nicht automatisch verlängert.

Alle Vorteile in einem Angebot

Sie erhalten **kostenlos eine dreijährige Garanti-verlängerung** für Ihr LIEBHERR-Profigerät, wenn Sie eine **36-monatige SmartMonitoring-Lizenz erwerben**.





MELAtherm® 20 Thermodesinfektor

- Maximale Beladungsflexibilität mit XL-Kammerkonzept mit bis zu 24 Flex-Segmenten im Unter- und höhenverstellbaren Oberkorb
- Verbesserte Reinigungsleistung um bis zu 63 % dank AquaBoost-Technologie mit einer leistungsstarken Umwälzpumpe und einem neu entwickelten Sprüharm-Systems
- Intuitive Bedienung und digitale Dokumentation über Smart-Touch-Display mit USB- oder Netzwerkanbindung
- Effiziente, papierlose Prozesssicherheit mit ProControl für Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung ohne Zusatzsoftware
- Schonende Instrumententrocknung durch passiveDRY oder activeDRY zum Schutz vor Korrosion und Materialschäden
- Wahlweise als 230-V- oder 400-V-Variante
- Geräteabmessung (B × H × T): 60 × 82 × 63 cm, passt unter eine 60 cm tiefe Arbeitsplatte



Abbildung oben zeigt:
MELAtherm® 20
Beladungsmuster für Gynäkologie

Trocknungssysteme:

activeDRY in der 400 V-Ausführung

- Aktive Heißlufttrocknung mit HEPA-Filter
- Schneller wieder einsetzbar

passiveDRY in der 400 V-Ausführung

- Automatische Türöffnung nach Ablauf des Reinigungsprogrammes
- Ideal für Standardinstrumente

Den MELAtherm® 20 gibt es auch mit 230 Volt in den Ausführungen passiveDRY und activeDRY. Beide Varianten können ab sofort bestellt werden; die Lieferung erfolgt voraussichtlich ab Sommer 2026.



Ausstattungs Pakete:

Chirurgie


HNO

Gynäkologie

Oberkorb:



Unterkorb:



bestehend aus:

1 × Unter- und Oberkorb, 1 × Injektorschienenmodul,
2 × Flexkorb 3 und 4

Gesamtpreis passiveDRY 400

Best.-Nr. 132138

€ 14.261,-

Gesamtpreis activeDRY 400

Best.-Nr. 132139

€ 15.961,-

€ 12.499,-

€ 13.999,-

bestehend aus:

1 × Unter- und Oberkorb, 1 × Injektorschienenmodul,
1 × Flexkorb 2, 2 × Flexkorb 4, 1 × Aufsatz für
Nasenspekula Flex 1, 1 × Instrumentenkorb G,
1 × Aufsatz für Ohrtrichter Flex 3, 1 × Halterung für
Abdrucklöffel und Gelenkinstrumente, 1 × Kleinteile-
behälter Standard

Gesamtpreis passiveDRY 400

Best.-Nr. 132134

€ 14.786,-

Gesamtpreis activeDRY 400

Best.-Nr. 132135

€ 16.486,-

€ 12.499,-

€ 13.999,-

bestehend aus:

1 × Unter- und Oberkorb, 1 × Flexkorb 4 und 8,
2 × Flexkorb Spekula

Gesamtpreis passiveDRY 400

Best.-Nr. 132130

€ 13.825,-

Gesamtpreis activeDRY 400

Best.-Nr. 132131

€ 15.525,-

€ 12.499,-

€ 13.999,-

* Mietangebote (Laufzeit 60 Monate)
vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung.
Ein Angebot der Mercator-Leasing
GmbH & Co. Finanz-KG



Paket passiveDRY mit 400 Volt

12.499,-

Mietangebot* ab
€ 242,48 pro Monat

Paket activeDRY mit 400 Volt

13.999,-

Mietangebot* ab
€ 270,18 pro Monat



DeBoissy
DEPUIS 1982

Die Taschen werden
ohne Inhalt geliefert.



DeBoissy Mini EIFFEL Arzttasche

- Hauptfach mit 6 Steckfächern sowie einem herausnehmbaren Klett-Trenner zur flexiblen Organisation
- Bauchfach (31 × 15 cm) mit 2 Netz-Reißverschlusstaschen, 2 flachen Einsteckfächern und einer Seite mit elastischen Schlaufen zur sicheren Fixierung von Instrumenten oder Ampullen
- Material: GRS-zertifizierte recycelte, wasserabweisende und waschbare Stoffe, rutschfester Boden
- Maße: 32 × 28 × 20 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 131895

€ 49,00 € 42,50



DeBoissy MIDI ETRETAT/OUESSANT Arzttasche

- Perfekt strukturierte Aufteilung für Hausbesuche und Notfalleinsätze
- Übersichtliches Hauptfach mit mehreren Innenfächern (2 herausnehmbare Klett-Trenner für mehr Flexibilität)
- Bauchfach (31 × 15 cm) mit 2 Netz-Reißverschlusstaschen, 2 flache Einsteckfächer, 3 Außentaschen mit Reißverschluss + zusätzliches Fach mit elastischem Band für Gel/Flasche
- Material: GRS-zertifizierte recycelte, wasserabweisende und waschbare Stoffe, rutschfester Boden
- Maße: 40 × 35 × 24 cm (B × H × T)

	Modell	Best.-Nr.	€
1	ETRETAT	135286	99,95 85,00
2	OUESSANT	135288	99,95 85,00



DeBoissy ETRETAT Arztrucksack

- Als Rucksack oder Tragetasche verwendbar
- Hauptfach mit drei herausnehmbaren, transparenten Fächern und einem isolierten Fach zum Transport temperatursensibler Medikamente
- Gepolstertes Zweifach ermöglicht den sicheren Transport von Dokumenten und einem Laptop oder Tablet
- Mit einem Erweiterungs-Reißverschluss vergrößert sich das Volumen von 19 auf 25 Liter
- Große Fronttasche und praktische Außentaschen für griffbereite Instrumente
- Material: GRS-zertifizierte recycelte, wasserabweisende und waschbare Stoffe, rutschfester Boden
- Maße: 30 × 45 × 15/19 cm (B × H × T)

Best.-Nr. 131897

€ 149,00 € 129,00

279,-
~~299,-~~



Zubehör

Einmaldüsen

- Rein verpackt – nicht steril

Packung mit 100 Stück

Best.-Nr. 114109

€ 38,00



mulimed otoscolo® professional Gehörgangspülgerät

- Automatische Rücklaufsperrung hinter der Einmaldüse – schützt das Gerät vor Kontamination durch Rückfluss aus dem Gehörgang
- otoscolo® Temperatur-Test-Card für stets korrekt temperiertes Spülwasser
- Pulsierender Spülstrahl durch Kolbenpumpe und transparente Spritzschutzplatte für sichere und effektive Anwendung
- Robuster, transparenter Wasserschlauch zur einfachen Hygienekontrolle – inkl. 2 Jahre Garantie

Best.-Nr. 114108

€ 299,00 € 279,00

Herausgeber: Co-med GmbH & Co. KG

66265 Heusweiler · Hochstr. 1 · C. Thomas Maier
Tel.: 06441/56947-0 · Fax: 06441/56947-22
HRA Saarbrücken 10841, Ust-ID-Nr. DE 182239214

Bestellungen bitte nur per Fax: 0 800/82 82 999* oder +49 (0) 65 02/92 24 30

*gebührenfrei nur innerhalb des Deutschen Festnetzes

Ich (Wir) bestellen unter ausschließlicher Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers. Die AGB werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Die Aktion ist bis zum 30.06.2026 gültig.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung (Farbe)	Menge	Einzelpreis / €

Kunden-Nr.: _____

Rechnungsanschrift

Firma/Praxis _____
Name, Vorname _____
Straße, Nr. _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____ Fax _____

Datum/Unterschrift _____

Medelo Medizin + Technik Michael Longen e.K. · Im Gewerbegebiet 34 · D-54344 Kenn
Handelsregister Wittlich HRA 4038 · Ust-ID-Nr.: DE 149 830 853

Bestellhinweise:

1. Alle Möbel werden, sofern nicht anders angegeben, kartonverpackt ohne Montage geliefert. Bei **Aufstellung, Montage und Installationen** vor Ort fallen zusätzliche Kosten an. Fordern Sie ein individuelles Angebot an.
2. Ein Kaufvertrag kommt mit dem ortsnahen Co-med Fachhändler zustande, der die Bestellung bearbeitet. Bei Großgeräten und Praxismöbeln kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.
3. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter **Tel. 0 65 02 / 92 24-0** zur Verfügung.
4. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht.
5. Bei Bestellungen unter € 130,00 netto werden Ihnen € 5,90 Versandkostenpauschale berechnet.
6. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
7. Kein Verkauf an Privatpersonen.

Die verwendeten Bilder stammen teilweise aus Bilddatenbanken (sofern es sich nicht um Produktabbildungen handelt).

Wenn nicht gesondert vermerkt, stammen die verwendeten Fotos von fotolia.

Alle Preise freibleibend, in Euro und zzgl. Mehrwertsteuer. Einweisungs- und Installationskosten sind nicht im Preis enthalten.